

ジエルトロン総合カタログ



○保証期間

- マットレス スーパーエクシード（2レイヤー）・エクシード
： ジエルトロン部分は3年間、キャビティ・ウレタン部分は1年間
- トップマットレス・まくら・クッション類： ジエルトロン部分は2年間、ウレタン部分は1年間
- ベビーまくら： 1年間

通常使用にもかかわらず不具合が発生した場合保証対象となります。

詳しくは商品に同封しております保証書をご覧ください。

販売代理店

究極の **癒し** を体感
Healing Products

「眠る・座る・担ぐ」の快適環境

製造・販売元 株式会社パシフィックウェーブ *PACIFIC WAVE*
<http://www.geltron.jp>

本社 〒624-0823 京都府舞鶴市京田187-1
 舞鶴ショールーム ■TEL 0773-75-8688 ■FAX 0773-78-9035

ご注文・お問い合わせ ■TEL 0773-75-0654 ■FAX 0773-78-9065

神戸オフィス 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9
 神戸ファッショントマート6階・6C-03
 ■TEL 078-862-5071

研究開発 生命体睡眠環境開発研究所・SEIT
 (Sleep Environment Development Institute for Terrestrial)

※ 商品サイズは加工工程により多少の差が生じることがございますので、ご了承くださいませ。

※ 製品改良のため予告なく、仕様変更することがございます。

※ 製品の色は印刷の関係で多少異なる場合がございます。 あらかじめご了承くださいませ。

2019.8.6000

トッププロが認めた素材
「ジエルトロン」

パシフィックウェーブ アドバイザリースタッフ

プロゴルファー **藤田寛之**

「厳しい戦いのツアーの中で、疲れている時こそ
 熟睡するために、ジエルトロンを選びました。」



立体格子型ジェルは、弊社が日本で最初に開発販売致しました。
 類似品にご注意ください。安全性と機能が異なります。

PACIFIC WAVE

「眠る」ための環境をつくる寝具素材
多層一体構造ジェル「ジエルトロン」



睡眠中に体にかかる あらゆる負担「ゼロ」を目指し、 「ジエルトロン」は生まれました。

「ジエルトロン」開発の経緯

株式会社パシフィックウェーブ
代表取締役 田中啓介




私は1990年頃に大人気となったウォーターベッドのブームをつくりだしました。大手のベッドメーカーにウォーターマットの商品供給と社員教育を行ってきました。しかし、重量や水漏れの問題から徐々に使用されなくなってしまったのですが、踵のように出た部位とアキレス腱のようにへこんだ部位と同じ圧力で支えることができる水の浮力による心地さは、現在も根強いファンの方々があり、医療用ベッドとしても現在ご使用いただいています。ウォーターベッドの素晴らしい特性を持ちつつ、弱点である通気性がない、体動によるずれ・ねじれの力を吸収することができない、重量が重いということを解決する必要がありました。そこで水を使わないで水の浮力と同じような快適さを保つ睡眠環境をつくることのできる新たな素材の開発に取り組み、2003年にジエルトロンを開発いたしました。


ジエルトロンを活用した様々な商品も開発し、これらは全て産まれてから亡くなるまで一生を通じて誰でも使用することができるユニバーサルデザインの考え方に基づき究極の癒しをめざした商品となっております。寝ることとすることは全く別のことであり、あくまでも快適に眠ることのできる環境をつくり出すことが重要でありジエルトロンの開発によってどんな寝姿勢であっても血流の安定を保つことによって、ぐっすり眠ることができます。さらに介護福祉の分野においても要介護者と介護者の快適な介護環境を作り出すことに成功しました。ジエルトロンのその機能特性の素晴らしいを、日本のみならず世界各国において多くの方々に認めていただけるようになってまいりました。今後もより良い商品づくりに努めてまいります。

感謝合掌

「ジエルトロン」ってどんな素材？



宇宙船内用衝撃緩衝材の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを、多層一体成型の立体格子型グミ状ジェルに進化させました。素材はミネラルオイルとポリマー（アメリカFDA認可）から出来ており、グミキャンディーのような感触で体圧分散性、ずれ・ねじれの吸収性、通気性、耐久性、衛生特性に優れています。現在一般家庭用マットレスから床ずれ防止マットレス、まくら、クッションなど幅広く使用されております。



四角の空間柱上部に
リブ構造を加えた
多層一体格子型構造

ジエルトロンならではの柔軟性 「体圧分散+ずれ・ねじれ吸収」



骨突出も局部的に沈み
圧力を分散します。



広い面積の荷重には安定した形状を
保ちながら支えます。

体の凹凸に柔軟に形状を合わせて局部的な圧迫を減らします。

体の凹凸・骨の突出にあわせ柔軟に
形状を変化させます。
背中などの広い部分は深く沈み込み、
マットレスと体の隙間を減らし、
体圧を分散します。

3次元の吸収力で体にかかるあらゆる負担を軽減





柔軟に形状を変化させ、垂直荷重だけでなく、ずれ・ねじれにも反応し圧力を吸収します。また寝返り（体動）や背上げ時などにかかる皮膚圧迫も軽減します。

ずれ・ねじれによる「毛細血管圧迫」とは？



今までの寝具は身体の重さによる垂直荷重の軽減だけを追求してきましたが、それ以上に体の動きに伴うずれ・ねじれの力が血行不良の大きな原因となるのです。そこでジエルトロンは形状を柔軟に変化させながら、このずれ・ねじれを吸収し血流を安定させることによって、痛みやしびれの発生を軽減することができます。

さらっとした気持ちよさで快適



ジエルトロンは空気の層を多く含み、立体格子状ジェルの変形時に生じる「ポンピング作用」が発汗、失禁等による過度の湿潤を減らし、四季を通じて快適な寝床内環境をつくり出します。

人に優しい安心素材

「ジエルトロン」はアメリカFDA（食品医薬品局）が認可した化粧品などの素材でもあるミネラルオイルとポリマーを使用し、アレルギーの誘発性も有りません。ダニ・カビの温床にもならない安全素材で、赤ちゃんからお年寄りの方まで安心してお使い頂けます。

地球に優しくリサイクル可能

「ジエルトロン」は100%リサイクル可能です。
もし廃棄されても環境を汚染する物質は含まれておりません。

















マイズピロー用ジエルトロン
(約6cm)

マットレス用ジエルトロン
(約5cm)



クッション用ジエルトロン
(約3cm)

薄型マットレス用ジエルトロン
(約2cm)

ショルダーパッド用ジエルトロン
(約1cm)



優れた形状安定性(耐久性)



低反発素材とどこが違う?

温度で硬さが変わらない


ジルトロンは-30°Cから+70°Cまで硬さの変化がほとんど無く、四季を通じて安定した使いごこちです。

寝返りがしやすい

低反発素材は垂直荷重に対する吸収が主ですが、ジルトロンは垂直だけでなく、すれ・ねじれの荷重も吸収します。またつぶれこんだジルトロンは体の動きにあわせて復元しますのでスムーズな寝返り(体動)運動が可能です。

洗えて衛生的

低反発素材は洗えないものがほとんどで長年の使用による汚れ、臭いがとれない場合があります。ジルトロンは通常使用による汚れはもちろん、不意に汚れた場合でも洗うことが可能で衛生的にご使用いただけます。




リクライニング時の負担軽減に

通常、背上げをすると体も足元にずれていきます。それと同時にジルトロンは体がずれる方向に合わせて斜めに変形するので腹圧も発生しにくく皮膚など体細胞に発生するすれや摩擦による負担を減らします。また、ベッドをフラットな状態に戻す動きにあわせてジルトロンも通常形状に復元し、体をほぼ元通りの位置に戻します。

ジルトロン、ウレタン、エアの素材別マットレスのすれ量についてジルトロンが最も元の位置に戻りやすいという研究報告をいたしました。これにより介護する人・される人、双方の負担を軽減することができます。

2019年褥瘡学会において発表



暖かく使いたい、または冬場に寒さを感じた場合

- 体動温度調整パッドのご使用をおすすめいたします。(詳しくはマットレス詳細ページに掲載しております。) 体動温度調整パッドはジルトロンの優れた体圧分散特性を妨げることなく、ソフトな完食と高い保温性をプラスいたします。
- 電気敷き毛布もご使用いただけます。高温にしないようにご注意ください。
- 布団乾燥機は睡眠直前にご使用ください。(30分以内のご使用にて)

注意: 「電気あんか」や「湯たんぽ」を使用しないでください。ジルトロン部分が変形する場合があります。

洗浄する場合

ジルトロン部分は漬け置き水洗い(40°C未満)可能です。

洗ったあとはタオル等で水気を取り「必ず平らな状態」で陰干してください。

吊り下げたり、折り曲げたりした状態で干すと変形する可能性がございます。カバー類は洗濯表示に基づき洗濯してください。

従来の床ずれ防止素材の弱点を克服

介護する人・される人、双方をサポートいたします。



日本褥瘡学会名誉会員
東都医療大学
学長 中條俊夫 先生


<ジルトロンマットレス使用例の報告>より抜粋

ジルトロンを使用した患者さんは要介護4、5であり、意識は明瞭ではなく、寝たきりで日常動作のほとんどが全介助であった。体位変換は定期的にヘルパーが行っている。また、半分以上の割合で嚥下障害があり、胃瘻などからの経管栄養が行われていた。その結果、褥瘡が発生した患者さんは一人もいなかった。

ジルトロンは、沈み込みが少ないので、廐用症候群で力が弱くなっている患者さんが、弱い力でも動きやすいマットレスであり、また、それを吸収する機能もあり、褥瘡発生要因の重要な要素とされる「すれ力」を減弱する点も、上記の使用例に褥瘡が発生しなかった理由の一つであると判断される。

2013年5月

○ ジルトロン 2レイヤーマットレスで褥瘡(床ずれ)が治癒した事例



○ 「ジルトロン ピロー・マイズ」で頭部の褥瘡(床ずれ)が治癒した事例



「マイズ」を勧められ使用したところ、二ヶ月あまりで治癒することができました。本人はもちろん私たち家族もとても喜んでおります。

(ご使用者ご家族様から頂いたコメント)

ご注意

2019年10月1日より⑥(ピンク)を⑤に、
⑧(パープル)を⑥に変更いたしました。

業界初
ビジネスモデル特許
第3581087号
「e-MOS」
(e-Mattress Ordermade System)

体に負担の少ない リラックス寝姿勢を生み出す マットレスオーダーメードシステム **「e-MOS」**

「オーダーメード
マットレス」って
どんなもの?


睡眠中長い時間、体をあずけるマットレスだから
より自分に合った硬さを選ぶことが大切なのです。

最適な寝姿勢とは?



息を吐いてリラックスした立ち姿勢を、
そのまま横にした姿勢が背骨から腰にかけ
負担の少ない理想的な寝姿勢です。

マットレスへの荷重割合は、体の部位により異なります



「全面同じ硬さ」で「柔らかい」マットレスの場合

体圧分散性は良くありますが、重い「腰・お尻」部分が落ち込みます。
背中・横隔膜が圧迫されスムーズな呼吸を阻害したり、腰が落ち込み、
腰痛の原因となってしまいます。



「全面同じ硬さ」で「硬い」マットレスの場合

仰向き時には腰お尻はしっかりと支えられます。しかし「かかと」「肩甲骨」の
圧迫が大きく、横向き時には「肩・腕」「腰骨・大転子」のしびれの原因となり、
不要な寝返り(体動)が増えてしまいます。



3ポジション「頭肩」「腰お尻」「脚」を使用される方に最適に硬さ設定



6段階の硬さのジェルから測定結果のジェルを各ポジションにセッティング

変更理由 e-MOS開発当時はジェルトロンセグメントの硬さを8段階の硬さで製品化して
おりました。その後⑤と⑦の需要が少なく、また8段階による512通りの組み合わせは
分かりにくいとのことから⑤、⑦を欠番といたしておりました。この度⑥を⑤に、
⑧を⑥に変更することによって分かりやすい表示組み合わせとさせていただくことと
いたしました。ご注文のときにはご注意いただきますようよろしくお願い申し上げます。

私が最適な
マットの硬さは?

「e-MOS」による測定

216パターンの組み合わせの中から
あなたに最適な組み合わせをお選びいたします

パシフィックウェーブ ホームページ (<http://www.geltron.jp>) e-MOSコーナーにて体型データーをご入力ください。あなたに最適な硬さバランスのマットレスを測定いたします。




BMI値による簡易設定

BMI値(体重kg ÷ 身長m ÷ 身長m)を電卓などで算出してください。算出された数値により下記マットレスがおすすめの目安です。

「細身体型」 BMI値21以下



「標準体型」 BMI値21~25




「ややガッチリ体型」 BMI値25~29




「ガッチリ体型」 BMI値29以上



シングル・セミダブルサイズは3分割



ダブル・クイーンサイズは6分割
マットレス左右面で硬さ設定




一般的なマットレスは、傷んだ場合
丸ごと買い替えなければなりませんが、
ジェルトロンマットレスは、ジェル・
ウレタン枠(キャビティ)・カバーの
パートごとの買い替えが可能で経済的です。

硬さ変更も簡単・パート交換可能で経済的

例) 体重の変化により全体的に1段階硬くなる場合

体型変化(体重の増減・使用者変更・妊娠etc)
により硬さ変更する場合、ジェル1~2箇所の変更で
違う硬さのマットレスにすることが可能です。

②③のジェルを右図のように移動し
④のジェルのみ購入し設置します。
①のジェルは取り外し保管。





ジェルトロン マットレス スーパークシード (2レイヤー)

オーダーメード
タイプ

「頭・肩」「腰・お尻」「脚」3ポジションを硬さ設定

ご注意 ⑥(ピンク)を⑤、⑧(パープル)を⑥に変更しました。

H210タイプ (マット厚21cm)

マットレスに厚みを持たせ高級感ある外観に仕上げました。
様々なベッドフレームのデザインと相性の良い厚みです。



カバーはオープンファスナー形式で簡単に取り外し
カバー上面だけでも洗っていただくことが可能です

ストレッチキルトカバー

非常に優れた伸縮性があります。
通気性にも優れ肌触り優しい生地です。




サイズ	寸法	マットレス 價格
シングル	W97×L196×H21cm	¥196,000+税
セミダブル	W120×L196×H21cm	¥244,000+税
ダブル	W140×L196×H21cm	¥302,000+税
クイーン	W153×L196×H21cm	¥350,000+税

素材 ■カバー 表面：ポリエステル・再生繊維（テンセル®）・ポリウレタン
側面：ポリエステル・（中材）ウレタンフォーム 裏面：ポリエステル
■中・身 ジェルトロン・高通気フォーム・高密度ウレタン

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

H150タイプ (マット厚15cm)

従来からあるジェルトロンマットレス基本的厚さのマットレス。
リクライニング機能のベッドフレームにもご使用いただけます。



ストレッチキルトカバー

非常に優れた伸縮性があります。
通気性にも優れ肌触り優しい生地です。





サイズ	寸法	マットレス 價格
シングル	W97×L196×H15cm	¥165,000+税
セミダブル	W120×L196×H15cm	¥211,000+税
ダブル	W140×L196×H15cm	¥267,000+税
クイーン	W153×L196×H15cm	¥314,000+税

素材 ■カバー ポリエステル・再生繊維（テンセル®）・ポリウレタン
■中・身 ジェルトロン・高通気フォーム・高密度ウレタン

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

GELTRON スーパーエクシード (2レイヤー) セグメント 2段構造ジェル・厚さ7cm

厚さ5cmのジェルを下段に、厚さ2cmのジェルを上段に組み合わせた構造。
下段のジェルは部位ごとに硬さを変え寝姿勢を整えます。
上段のジェルは肌当たり優しくソフトな感触です。この2段構造ジェルで
あらゆる荷重、動きに対して柔軟に形状を変化させ力を吸収し、体への負担を
限りなく減らします。ウォーターベッドの浮力感に最も近いマットレスです。



ジェルトロンセグメントの奥行きは1パート60cmで各サイズ共通ですが、幅はサイズにより異なります。
セミシングル・シングルは70cm、セミダブルは91cm、ダブルは57.5cm×2枚、クイーンは70cm×2枚です。

マットレス用伸縮ボックスシーツ

ジェルトロン マットレスの柔軟な特性を妨げない
生地を使用した伸縮性に富んだボックス式シーツです。



適応サイズ	寸法	価格 (1枚) (2枚セット)
シングル用	W97×L196×H15 cm	¥3,980+税 ¥6,980+税
セミダブル用	W120×L196×H15 cm	¥4,500+税 ¥7,980+税
ダブル用	W140×L196×H15 cm	¥5,000+税 ¥8,980+税
クイーン用	W153×L196×H15 cm	¥5,500+税 ¥9,980+税

素材：綿95% ポリウレタン5%

体動温度調整パッド マットレス用

ジェルトロンの優れた体圧分散性とずれ吸収
機能を阻害することなく保温効果に優れています。
汚れた場合には、洗浄も可能です。



適応サイズ	寸法	価格
シングル用	W97×L196×H0.8cm	¥4,000+税
セミダブル用	W120×L196×H0.8cm	¥5,000+税
ダブル用	W140×L196×H0.8cm	¥8,000+税
クイーン用	W153×L196×H0.8cm	¥9,000+税



ジェルトロン マットレス エクシード

オーダーメード
タイプ

「頭・肩」「腰・お尻」「脚」3ポジションを硬さ設定

ジェルトロンの特性を最大限に生かしたオーダーメードマットレスの定番。
理想的な寝姿勢、優れた体圧分散により快適に「眠る」環境を生み出します。

ご注意 ⑥(ピンク)を⑤、⑧(パープル)を⑥に変更しました。

H210タイプ (マット厚21cm)

マットレスに厚みを持たせ高級感ある外観に仕上げました。
様々なベッドフレームのデザインと相性の良い厚みです。



カバーはオープンファスナー形式で簡単に取り外し
カバー上面だけでも洗っていただくことができます

ストレッチキルトカバー

非常に優れた伸縮性があります。
通気性にも優れ肌触り優しい生地です。



サイズ	寸法	マットレス価格
シングル	W97×L196×H21cm	¥145,000+税
セミダブル	W120×L196×H21cm	¥179,000+税
ダブル	W140×L196×H21cm	¥218,000+税
クイーン	W153×L196×H21cm	¥238,000+税

素材 ■カバー 表面:ポリエステル・再生繊維(テンセル®)・ポリウレタン
側面:ポリエステル・(中材)ウレタンフォーム 裏面:ポリエステル
■中身 ジェルトロン・高通気フォーム・高密度ウレタン

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

H150タイプ (マット厚15cm)

従来からあるジェルトロンマットレス基本的厚さのマットレス。
リクライニング機能のベッドフレームにもご使用いただけます。



カバーはオープンファスナー形式で簡単に取り外し
カバー上面だけでも洗っていただくことができます

ストレッチキルトカバー

非常に優れた伸縮性があります。
通気性にも優れ肌触り優しい生地です。





サイズ	寸法	マットレス価格
シングル	W97×L196×H15	¥114,000+税
セミダブル	W120×L196×H15	¥143,000+税
ダブル	W140×L196×H15	¥183,000+税
クイーン	W153×L196×H15	¥202,000+税

素材 ■カバー ポリエステル・再生繊維(テンセル®)・ポリウレタン
■中身 ジェルトロン・高通気フォーム・高密度ウレタン

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

GELTRON エクシードセグメント ジェル1段構造・厚さ5cm

体の凹凸・骨の突出にあわせ柔軟に形状を変化させます。
背中などの広い部分は沈み込みを抑え、かかとの突出した部分は深く沈みこみ、マットレスと体の隙間を減らし、体圧分散いたします。



ジェルトロンセグメントの奥行きは1パート60cmで各サイズ共通ですが、幅はサイズにより異なります。
シングルは70cm、セミダブルは91cm、ダブルは57.5cm×2枚、クイーンは70cm×2枚です。

マットレス用伸縮ボックスシーツ



ジェルトロンマットレスの柔軟な特性を妨げない
生地を使用した伸縮性に富んだボックス式シーツです。

適応サイズ	寸法	価格(1枚)(2枚セット)
シングル用	W97×L196×H15 cm	¥3,980+税 ¥6,980+税
セミダブル用	W120×L196×H15 cm	¥4,500+税 ¥7,980+税
ダブル用	W140×L196×H15 cm	¥5,000+税 ¥8,980+税
クイーン用	W153×L196×H15 cm	¥5,500+税 ¥9,980+税

素材: 純95% ポリウレタン5%

体動温度調整パッド マットレス用



ジェルトロンの優れた体圧分散性とずれ吸収機能を阻害することなく保温効果に優れています。
汚れた場合には、洗浄も可能です。

適応サイズ	寸法	価格
シングル用	W97×L196×H0.8cm	¥4,000+税
セミダブル用	W120×L196×H0.8cm	¥5,000+税
ダブル用	W140×L196×H0.8cm	¥8,000+税
クイーン用	W153×L196×H0.8cm	¥9,000+税

予防	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ	ステージⅣ
○	○	○	○	○



スーパーイクシード(2レイヤー)セグメント(サイズ:W70×L60×H7cm)×3枚

2種類のジェルトロンを2段構造にし、
体にかかる負担「ゼロ」を目指した究極仕様のマットレス

介護マットレス

スーパーイクシード

(2レイヤー)

ストレッチキルトカバー仕様

防水・防炎・抗菌カバー仕様

「頭肩」「腰お尻」「脚」の3ポジションの硬さを、ご使用者にあわせてに設定。




命の根源である「呼吸」を安定させることは睡眠においても重要です。
床ずれ防止マットレス選びには体圧分散性だけでなく、スムーズな呼吸と筋緊張の緩和ができる寝姿勢を維持することも大切です。
ジェルトロンマットレスはご使用者の体型に合わせ各部位の硬さを設定し、
体に負担の無い最適な寝姿勢を生み出します。

ご使用者のBMI値に合わせて硬さの組み合わせをお選びください。

「BMI値」算出方法(体重kg ÷ 身長m ÷ 身長m)

タイプ①①① BMI値 ~14	身長160cm 体重35kg BMI=13.6 ①グリーン ①グリーン ①グリーン
タイプ①②① BMI値 14~17	身長160cm 体重42kg BMI=16.4 ①グリーン ②グレー ①グリーン
タイプ②③① BMI値 17~21	身長165cm 体重50kg BMI=18.3 ②グレー ③オレンジ ①グリーン
タイプ③④② BMI値 21~25	身長165cm 体重60kg BMI=22.0 ③オレンジ ④ブルー ②グレー
タイプ④⑤③ BMI値 25~29	身長165cm 体重70kg BMI=25.7 ④ブルー ⑤ピンク ③オレンジ
タイプ⑤⑥④ BMI値 29~33	身長170cm 体重90kg BMI=31.1 ⑤ピンク ⑥パープル ④ブルー



体動温度調整パッド(別売り)


ジェルトロンの優れた体圧分散性とそれ吸収機能を阻害することなく保温効果に優れています。
汚れた場合には、洗浄も可能です。



適応サイズ 寸法(cm) 価格
83用 W83×L191×H0.8 ¥4,000+税
91用 W91×L191×H0.8

ご使用者の状態に合わせて選べる2つのカバー仕様

高通気仕様の伸縮性に富んだ「ストレッチキルトカバー」、
防水仕様の「防水・防炎・抗菌カバー」の2種類となっております。
ご使用者の状況に合わせてお選びください。



マットレス用伸縮ボックスシーツ

ジェルトロン マットレスの柔軟な特性を妨げない
生地を使用した伸縮性に富んだボックス式シーツです。



適応サイズ	寸法(cm)	価格(1枚)	(2枚セット)
83用	W83×L191×H15	¥3,980+税	¥6,960+税
91用	W91×L191×H15	¥3,980+税	¥6,960+税

素材:綿95% ポリウレタン5%

素材:(表)ポリウレタンフィルム(裏)ポリエステル

カバー	タイプ	品番	寸法(cm)	重量	価格
ストレッチキルトカバー		KLS-83H150	W83×L191×H15	26.5kg	¥165,000+税
		KLS-91H150	W91×L191×H15	27kg	
防水・防炎・抗菌カバー		KLW-83H150	W83×L191×H15	26.5kg	¥190,000+税
		KLW-91H150	W91×L191×H15	27kg	

※ショートサイズ(長さ181cm)も上記同価格にて作成可能です。
納期についてはお問い合わせください。

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。


ご注意 ⑥(ピンク)を⑤、⑧(パープル)を⑥に変更しました。

介護保険貸与対象品/床ずれ防止用具

介護保険適用福祉用具
TAIS 00839-000001


マットレス全面に「ジェルトロン」を使用し、
最高水準の床ずれ防止環境を作り出します

介護マットレス・エクシード



最適寝姿勢を保持する3ポジションでの硬さ設定

使用される方の体型に合わせて「頭肩」「腰・お尻」「脚」を3種の硬さのジェルトロンでそれぞれ硬さ設定し、体に負担の少ないリラックス寝姿勢を生み出します。



ご使用者のBMI値に合わせて硬さの組み合わせをお選びください。「BMI値」算出方法(体重kg ÷ 身長m ÷ 身長m)

タイプ①①①	身長160cm 体重35kg BMI=13.6	BMI値 ~14
タイプ①②①	身長160cm 体重42kg BMI=16.4	BMI値 14~17
タイプ②③①	身長160cm 体重50kg BMI=18.3	BMI値 17~21

タイプ①②①	身長160cm 体重42kg BMI=16.4	BMI値 14~17
タイプ④⑤③	身長165cm 体重70kg BMI=25.7	BMI値 25~29
タイプ⑤⑥④	身長170cm 体重90kg BMI=31.1	BMI値 29~33

タイプ③④②	身長165cm 体重60kg BMI=22.0	BMI値 21~25
タイプ④⑤③	身長165cm 体重70kg BMI=25.7	BMI値 25~29
タイプ⑤⑥④	身長170cm 体重90kg BMI=31.1	BMI値 29~33

GELTRON エクシード用ジェルトロン セグメント

(サイズ:W70×L60×H5cm)×3枚

体の凹凸・骨の突出にあわせ柔軟に形状を変化させます。背中などの広い部分は沈み込みを抑え、かかとなどの突出した部分は深く沈みこみ、マットレスと体の隙間を減らし、体圧分散いたします。



ご使用者の状態に合わせて選べる2つのカバー仕様

高通気仕様の伸縮性に富んだ「ストレッチキルトカバー」、防水仕様の「防水・防炎・抗菌カバー」の2種類となっております。ご使用者の状況に合わせてお選びください。



素材: ポリエステル・再生繊維(テンセル®)
ポリウレタン

素材: (表) ポリウレタンフィルム (裏) ポリエステル

カバー	タイプ	品番	寸法(cm)	重量	価格
ストレッチキルトカバー	83	KES-83H150	W83×L191×H15	20kg	¥114,000+税
	91	KES-91H150	W91×L191×H15	20.5kg	
防水・防炎・抗菌カバー	83	KEW-83H150	W83×L191×H15	20kg	¥139,000+税
	91	KEW-91H150	W91×L191×H15	20.5kg	

マットレス用伸縮ボックスシーツ

ジェルトロンマットレスの柔軟な特性を妨げない
生地を使用した伸縮性に富んだボックス式シーツです。



適応サイズ	寸法(cm)	価格(1枚)	(2枚セット)
83用	W83×L191×H15	¥3,980+税	¥6,980+税
91用	W91×L191×H15	¥3,980+税	¥6,980+税

素材: 綿95% ポリウレタン5%

体動温度調整パッド(別売り)

ジェルトロンの優れた
体圧分散性とすれ吸収
機能を阻害することなく
保湿効果に優れています。
汚れた場合には、
洗浄も可能です。



価格: 83・91共通 ¥4,000+税

介護保険貸与対象品/床ずれ防止用具

全身用・部分用まであらゆる用途に対応する除圧パッド

今お使いの敷き寝具の上に敷くだけで、床ずれ防止効果をアップ

ジェルトロントップマットレス


体圧分散性UP

ご使用中の敷き寝具の特性を妨げることなく
体を優しく支え、体圧分散性をアップさせます。



通気性UP

通気性の悪い敷き寝具上に使用することにより
ジェルトロンの通気効果で汗などによる過度の
湿潤を防ぎます。




衛生性UP

汚れた場合には、カバー中身とも水洗いする
ことが可能で、衛生的にご使用いただけます。



体圧分散図




介護用品

全身用サイズ

P-3サイズ



P-3・91・Sサイズは
P-3サイズに
高通気フォームの枠を
付けています。



上敷きタイプ

品番	サイズ(cm)	重量	価格
GTP-3	W70×L181.5×H2.5	7.5kg	¥62,800+税
GTP-SS	W80×L191.5×H2.5	7.8kg	¥64,700+税
GTP-MS	W88×L191.5×H2.5	7.9kg	¥66,600+税
GTP-S	W94×L191.5×H2.5	8kg	¥69,500+税

TAIS.00839-000002



P-H100タイプはP-3にウレタンキャビティを
セットした通常マットレスタイプです。
直接電動ベッドフレームにのせて使用できます。


マットレスタイプ

品番	サイズ(cm)	重量	価格
GTP-H100SS	W83×L191×H10	12.5kg	¥99,800+税
GTP-H100MS	W91×L191×H10	13kg	

TAIS.00839-000032

部分・上半身・子供用サイズ

P-1 届出コード:00839-Z00003
P-2 届出コード:00839-Z00002



タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
P-1	GTP-1	W70×L60.5×H2.5	2.5kg	¥22,800+税
P-2	GTP-2	W70×L121×H2.5 (標準的ベビーベッドサイズです)	5kg	¥43,800+税

体動温度調整パッド（別売り）

ジェルトロンの優れた体圧分散性とずれ吸収機能を損なうことなく保温効果に優れています。汚れた場合には、洗浄も可能です。



介護保険費対象品／体位変換器

体位変換やポジショニング、部分的除圧に
体のあらゆる部位をサポートする

ジェルトロン マルチクッション（リバーシブル仕様）

GELTRON ジェルトロン グリーン（厚さ2cm）

やわらかめの薄型の「ジェルトロン」優しい感触で、ずれ、ねじれを吸収、接触する部位の圧迫圧迫を軽減いたします。

GELTRON ジェルトロン オレンジ（厚さ4.5cm）

若干しつかりとした感触で厚みのある「ジェルトロン」垂直荷重だけでなく、ずれ、ねじれを吸収、腰、脚などに併んで使用しても接触する部の通気を保ちます。

用途に合わせた3サイズ



Sサイズ
TAIS: 00839-000015
・踵や肘など骨突出している部分

Mサイズ
TAIS: 00839-000016
・踵からふくらはぎ
・下肢の重なり部分
・脇から肘
・頭部の圧迫軽減（まくらとして）


Lサイズ
TAIS: 00839-000017

・大脚部下・側臥時のひざ
・上腕部の関節可動域の拡大
・頭部の圧迫軽減（まくらとして）

スーパー3Dニットカバー
ジェルトロンの動きを妨げない、伸縮性に優れた生地です。


グリーンの面は柔らかフィット。

垂直荷重・ずれ・ねじれを吸収



あらゆる力を吸収し皮膚・筋肉に負担をかけません。

両面とも通気性に優れています



熱れを軽減し、皮膚を快適な状態に保ちます。

本体水洗い可能

両面使用可能

タイプ	品番	寸法(cm)	重量	価格
Sサイズ	GTC-MS	W15×D15×H6.5	450g	¥5,500+税
Mサイズ	GTC-MM	W30×D15×H6.5	860g	¥9,500+税
Lサイズ	GTC-ML	W45×D15×H6.5	1,250g	¥13,500+税

材質 ■カバー:ポリエチル62%・ポリウレタン38% ■中身:ジェルトロン

●上記は使用例の一部です。ご利用者の体格、麻痺・拘離等の症状に合わせ各サイズ組み合わせて、その他のクッションと併用してください。
●うつ伏せ寝の時の胸当てクッション、まくらとしてもご使用いただけます。

介護保険費対象品／体位変換器


側臥位保持・体位変換のサポート
接触部分の除圧とずれ吸収、さらに通気性も確保

ジェルトロン体位変換クッション


GELTRON ジェルトロン・厚さ2cm

使用頻度の高い面に「ジェルトロン」を使用し、垂直荷重だけでなく、ずれを吸収。

体位の保持性、皮膚圧迫の軽減に優れています。



本体水洗い可能



カバー(笠貫は高通気カバー)

高通気タイプと防水清拭タイプがございます。

防水清拭カバー

高通気フォーム

通気性・透湿性に優れた特殊フォーム

標準タイプ:35cm

ロングタイプ:70cm


12cm

21cm

寸法(cm)	品番	カバータイプ	重量	価格	TAISコード
W35×D21×H12	GTC-TH	高通気	550g	¥7,000+税	00839-000013
W35×D21×H12	GTC-THB	防水・清拭	550g	¥7,000+税	00839-000013
W70×D21×H12	GTC-THL	高通気	1,100g	¥14,000+税	00839-000028
W70×D21×H12	GTC-THLB	防水・清拭	1,100g	¥14,000+税	00839-000028

材質 ■中身:ジェルトロン・高通気フォーム ■高通気カバー:ポリエチル・ポリウレタン ■防水・清拭カバー:ポリエチル・ポリウレタン

→ クッションの詳細については21~24ページをご覧ください



NEO(ネオ)

坐骨部分に二層にジェルトロンを組み込み、圧分散・ずれ吸収性を高めました。



シングル

クッションの定番。デスクワークや車の座席などにもおすすめです。



シングル+3Dフォーム

背部の形状に合わせたフォームを組み合わせることにより座位保持性を高めました。



ダブルソフト

体重の軽い方、ソフトな感触を好まれる方におすすめです。



ダブルハード

体重の重い方、しっかりとした感触を好まれる方におすすめです。



カスタマイズ

座位が安定しにくい方もバーツを組み合わせることにより最適な座り心地を作ることができます。



ブリーズクッション

厚さ2cmのジェルトロンを高通気フォームで包み、座面と腰部の使用が可能になります。



ブリーズクッション・ムーブ

厚さ1cmのジェルトロンを高通気フォームで包み、座面と腰部の使用が可能で二つ折りにすればA4サイズになります。



コックピット クッション C1

スポーツカー用シート構造を応用し、座と背一体型のクッションでバーツ位置を自由に調整することにより最適な座位保持が可能です。

まくら

ジェルトロン ピロー


GELTRON
GEL PRODUCTS FOR THERAPY

「寝る」から「眠る」へ

快眠条件を満たした新感覚まくら

「ジェルトロン ピロー」

頭部ケア用まくら（床ずれ、傷口保護、抜け毛対策）として医療、介護の現場でも活躍する「ジェルトロン ピロー」あなたの頭部を優しく支え、睡眠中にかかるあらゆる負担「ゼロ」を目指したまくらです。



ジェルトロンはトッププロの快眠だけでなく最高のショットも支えています。


パシフィックウェーブ アドバイザリースタッフ
プロゴルファー 藤田寛之

「私はゴルフのツアーを転戦している関係で色々なホテルに泊まります。ツアーで疲れている中で熟睡するために、「ジェルトロン」のまくらを持参して使うようにしています。首から頭にかけてのフィット感が非常に気に入っています。まるで水に浮かんでいるような、首がニュートラルな位置にあって、楽に睡眠が取れるところをとても気に入っています。


夏場は非常に通気性もよくて頭が蒸れないところも気に入っています。まくらのへたり感も、ツアー1年間使ってみても全く感じられませんし、ずっと使っていましても頑丈でありながらフィット性に富んでおり、非常に睡眠がとりやすいと感じています。自分の中でもうひとついえるのが、睡眠中の頭部の摩擦などが減って抜け毛が防止されているのではないかとも感じています。」



重さではなく「形に」合わせて優しくフィット



仰向け時には頸椎から頭部の形状ラインにぴったりフィット、横向き時には耳、頬を優しく支え、負担の少ない快適な寝姿勢を生み出します。



ジェルの変形状態を示す断面図

頸椎から頭部の形に合わせ柔軟に形状を変化させ、快適な姿勢を保ち、ここちよいフィット感を生み出します。

髪を結んだ状態での仰向き寝、メガネやヘッドホンをつけたまま横向寝になってしまっても違和感無くお使いいただけます。ジェルトロンは柔軟に形を変え、頭部全体を優しく支えます。

姿勢を変える、頭部を動かす等、睡眠中は「ずれ」「ねじれ」等の負荷を減らすことが重要です



ずれやねじれを吸収し首から頭部をやさしく支え、さらに頭皮、毛髪への負担を減らします。今までのまくらに比べ睡眠中の抜け毛を減らすことができます。

(2011年睡眠環境学会にて実績報告済み)




不要な寝返り、肩こりの原因となる血行不良・しづれの原因を減らします。また、ずれ、ねじれをも吸収し、頭皮・毛根への負担を減らすことで寝紙中の抜け毛（まくら毛）対策としてもお薦めです。

不快な「熱」「蒸れ」「汚れ」をため込まず快適



涼しく使って、きもちいい

「ジェルトロン」は立体格子内に空気層を多く含み、通気性・蒸れ発散に優れ、寝苦しい夜も快適におやすみいただけます。



水洗い可能で衛生的

通気性・透水性に優れ、汚れた場合には簡単に水洗いも可能。ホコリ・ダニ・カビの温床にならず、うつぶせ寝も快適です。



まくら使用時の温度が低反発ウレタンはほぼ体内温度と同じになり、必要以上に暑くなるのに対し、ジェルトロンは皮膚表面温度ぐらいで低反発ウレタンより約3℃低い快適な温度で、お休みしていただくことができます。

快適な寝ごこちを維持します

耐久試験で驚異の復元率99.7%以上

JIS規格の8万回繰返し圧縮テストにおいて、歪率0.3%以下（復元率99.7%以上）と、形状安定性に優れており、快適な寝ごこちを保つことが出来ます。


温度で硬さが変わらない

「ジェルトロン」は-30°Cから+70°Cまで硬さの変化がほとんどありません。季節を問わず一定の使い心地でお休みいただけます。

高さ設定：やや低め～高め（3段階調節可）

ジェルトロンピロー「マイズα」

三層一体成型ジェルトロン仕様。カバー仕様までこだわったジェルトロン最高峰まくら



三層一体成型された厚さ5.5cmのジェルトロンを使用し、使用される方の頭部ラインに合わせてフィット。快適な寝姿勢を生み出します。仰向き時の頭部はもちろん、横向き時の耳、頬も優しく支え、不要な寝返り、痛みや疲れなどの違和感を減らします。まくら本体にウレタン等を使用していない為、驚異の通気性を保ち、洗った場合も短時間での乾燥が可能です。カバー素材はジェルトロンの動きを最大限に活かすことが出来るストレッチキルトカバー仕様。3段階の高さ調整で、使用される方に最適な高さを設定できます。

カバー状態



ストレッチキルトカバー



まくら内部のジェルトロンの動きを妨げない、伸縮性に優れた生地です。

材質：ポリエステル60% 再生繊維（テンセル®）30%
ポリウレタン5%
※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

価格：¥19,800+税

サイズ：幅60×奥行33×高さ
(中央部5.5~7.5、左右部5.5~9.5cm)

まくら内部



サイドアップパーツ

仰向 横向 対応形状
材質：高密度フォーム
まくら中央部と左右部の高さを変えることができ、仰向き、横向き寝に対応



3段階
高さ
調整可
材質：高密度フォーム
厚み8mmのベースの使用枚数により
3段階の高さ調節が可能です。



まくら用替えカバー

マイズα・スーパーIIα・スーパーLOWα
共通カバー
価格：¥2,200+税

（まくら本体に付属しているカバーと同じです）

高さ設定：やや低め～標準（2段階調節可）

マイズ
α

高さ設定：やや低め～標準（2段階調節可）

ジェルトロンピロー「スーパーIIα」

ダブルジェル構造が優しい感触で快適睡眠をサポート

まくら内部構造



まくら内部構造

GELTRON 厚さ4.5cmジェルトロン
後頭部の形にあわせて形状変化。
水まくらでんやり
この部分のジェルを割り込みまくらをセッとするごと、快適なひんやりまくらに変身。

GELTRON 厚さ2cmジェルトロン
頭部からかかる垂面・ねじれ荷重も吸収し皮膚表面にかかる圧迫を減らします。

高通気フォーム
透気性・通水性に優れた特殊フォーム

高さ調整フォーム
専用で使用すると低めに高さ調整できます。

高

クッション

ジェルトロン クッション

「ジェルトロン クッション」


優れた体圧分散性とすれ吸収力で臀部への負担、姿勢の崩れを減らします。
デスクワーク、車の運転、車椅子など、座る時間の長い場所におすすめです。
さらに振動吸収性に優れているので、振動による腰への負担を軽減することができます。

圧力吸収



座骨の局部圧を軽減

ジェルトロンが骨突出部分にかかる局部的压力を吸収し、臀部全体をバランスよく支え、しびれや痛み、不快感を軽減いたします。




前ずれも吸収



前ずれも吸収

ジェルトロンは斜め、すれ方向の荷重も吸収し皮膚・筋肉への負担を減らし、姿勢の崩れを防ぎます。




蒸れずにさらっとした感触




蒸れずにさらっとした感触

ジェルトロンは立体格子内に空気層を多く含み、使用することで常に空気の入れ替えを行います。汗による蒸れ等を無くし、気持ちよくお使いいただけます。




車椅子でのご使用について

快適な座位環境はクッションだけではなく、使用的する車椅子もご使用される方に最適なものを選ぶことが大切です。座幅、座面のたわみ、フット・アームサポート位置等がご使用者に合っていない場合は、クッションを敷いても、その効果を十分に発揮出来ない場合があります。専門家等に相談の上、よりよい座位環境をお作りください。



NEO(ネオ)


坐骨部分にダブルでジェルを組み込み、圧分散・すれ吸収性と座位の安定性の両立を実現しました。




坐骨の部分をダブルジェルで除圧します。坐骨部分のみダブルの構造になっており、大臀部での左右の体幹バランスがとりやすい構造です。

タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
NEO(ネオ)	GTC-NEO	W39×L38×H5.5	1.5kg	¥18,500+税

(材質) カバー:ポリエステル(裏面滑り止) 中身:ジェルトロン・高密度フォーム



カバー付き



衝撃・振動を吸収して快適



洗えて衛生的




毎日使うクッションは汚れやすいもの。ジェルトロンクッションはカバー・中身とも簡単に洗っていただくことができます。



ジェル上下面で使い分けが可能



ジェル表裏両面で使い分けが可能です。「ボトムタイプ」が少し柔らかくなります。



■ シングル・ダブル・ジェルトロン+3Dフォームタイプのみ使い分けが可能

シングル

ジェルトロンクッションの定番。デスクワーク、車の運転、車椅子など、座る時間の長い場所におすすめです。

TAISコード S : 00839-000004

M : 00839-000022



タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
38	GTC1S	W38×L38×H3.5	1.18kg	¥12,000+税
42	GTC1M	W42×L38×H3.5	1.33kg	¥13,000+税


(材質) カバー:ポリエステル(裏面滑り止) 中身:ジェルトロン

シングル+3Dフォーム

臀部の形状に合わせたフォームとジェルトロンの組み合わせで、前後のすれを減らし、お尻の位置の安定性を高めました。

TAISコード S+3D : 00839-000010

M+3D : 00839-000023




タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
38	GTC1S3D	W38×L38×H6.5	1.4kg	¥15,000+税
42	GTC1M3D	W42×L38×H6.5	1.6kg	¥16,000+税

(材質) カバー:ポリエステル(裏面滑り止) 中身:ジェルトロン・高密度フォーム

ダブル ハード

体重の重い方や、しっかりとしたクッション性を必要とする方の車椅子用クッションです。

TAISコード S : 00839-000005



タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
38	GTC2SH	W38×L38×H6.5	2.4kg	¥22,000+税
40	GTC2-40S	W40×L38×H6.5	2.37kg	¥23,500+税


(材質) カバー:ナイロン・ポリウレタン(裏面滑り止) 中身:ジェルトロン・高密度フォーム



タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
38	GTC2SS	W38×L38×H6.5	2.2kg	¥22,000+税
40	GTC2-40S	W40×L38×H6.5	2.37kg	¥23,500+税

(材質) カバー:ナイロン・ポリウレタン(裏面滑り止) 中身:ジェルトロン・高密度フォーム

体重の軽い方



- シングル
- ダブルソフト
- シングル+3Dフォーム
- ダブルソフト
- NEO


クッション カスタマイズ

側面や麻痺があり座位が安定しにくい方にも、セットされているパーツを組み合わせることによって安定的な座位を保持することができる「カスタマイズ式クッション」です。


TAIS: 00839-000019

タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
カスタマイズ	GTC1SC	W38×L38×H5~11	1.65kg	¥18,500+税


(材質) カバー：ナイロン・ポリウレタン（裏面滑り止） 中身：ジェルトロン・半硬質ウレタン



カバー付き



ご使用者様の状態（骨盤の変形、片マビ、前ずれ対策、足こぎの有無、etc）に合わせて、最適なサポート状態になるように、バーツ固定用両面テープでボトムベース上に各種バーツを張り付け、固定してください。



ブリーズクッション

厚さ2cmのジェルトロンと高通気フォームを組み合わせた軽量で持ち運びしやすいタイプ。座面や背中・腰など負担を減らしたい場所にご使用ください。

TAIS: 00839-000007



品番	サイズ(cm)	重量	価格
GTC-B	W42×L42×H3.5	0.65kg	¥7,600+税

(材質) カバー：ポリエステル（裏面滑り止） 中身：ジェルトロン・高通気フォーム

体動温度調整パッド クッション用（別売り）

冬場のひんやり感を軽減し、座ったときのフィット感をソフトにいたします。
(特殊高通気フォーム使用)

Sサイズ用	W38×L38×H0.8cm	¥800+税
Mサイズ用	W42×L38×H0.8cm	¥900+税

ブリーズクッション・ムーブ

厚さ1cmのジェルトロンと高通気フォームを組み合わせた軽量・小型で持ち運びしやすいタイプ。
二つ折りにすればA4サイズになります。
座面や背中・腰など負担を減らしたい場所にご使用ください。

TAIS: 00839-000024



品番	サイズ(cm)	重量	価格
GTC-BM	W44×L30×H2.5	0.42kg	¥5,700+税

(材質) カバー：ポリエステル（裏面滑り止） 中身：ジェルトロン・高通気フォーム



背・座一体型 コックピット クッション C1

スポーツカーシート用クッション構造を応用した、背・座一体型クッション。ジェルトロンを組込んだ5つのパーツをご使用される方の状態、体格、目的に合わせて最適に位置調整が可能です。

TAIS: 00839-000021

タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
コックピット	GTC-C1	W40×L38×H55cm 車いす上設置時	2.5kg	¥35,000+税

(材質) カバー：ポリエステル（クッション裏面滑り止加工） 中身：ジェルトロン・ポリエチレンフォーム



★バックパーツ

サイズ: W10×L21×H2.5cm

背部をやさしく支え、背柱の圧を軽減。
胸椎の屈曲を防ぎ、呼吸をサポートします。

★サイドパーツ

サイズ: W20×L20×H2.5cm

大転子部をサイドからサポート。
脚こぎ時の座位安定、広すぎる座幅の調整や倒方への倒れこみを防ぎます。

座面クッションパーツ

サイズ: W40×L38×H3.5cm

厚さ3cmのクッション用ジェルトロンが臀部を優しく支えます。
ジェルトロン、カバーは別々に洗浄が可能です。

クッション底面

(滑り止め加工・車いす座面たわみ補正パケット)



たわみ補正パーツ (W23×L18×0.8cm) ×2枚付
硬質のフォームを入れることにより、
車いすのたわみによる座位の崩れを軽減します。

必要に応じて3種のセットがあります

フルセット

品番: GTC-C1



背面パーツセット

品番: GTC-C1H



座面パーツセット

品番: GTC-C1Z



TAIS: 00839-000021

販売価格: ¥35,000+税
サイズ: W40×L38×H55 (cm) 重量: 2.5 kg

TAIS: 00839-000030

販売価格: ¥18,600+税
サイズ: W40×D4×H55 (cm) 重量: 0.85 kg

TAIS: 00839-000031

販売価格: ¥21,000+税
サイズ: W40×L38×H4 (cm) 重量: 1.65 kg

バッグ用パッド

ジェルトロン ショルダーパッド

バッグから肩にかかる重さ・衝撃を軽減します。

また滑り止め効果もあり、肩からのずれ落ちを防ぎ、バッグの使用感をアップいたします。

トートバッグタイプ

本革 しなやかで光沢のあるカーフレザーを使用



スタンダードタイプ



ネイビー モカ キャメル
NAVY MOCHA CAMEL

マグネットホックを外せば、持ち手の片側を外すことができます。



サイズ	カラー	価格
W5×L14.3×H1.5cm	ネイビー・モカ・キャメル	3,900円+税

- 取り付け可能 持ち手サイズ 円型：1.2cmΦ / 平型：2.5cm
- 取り付け可能 ベルト幅：4cm

(材質) 側地：本革・裏面滑り止め 中身：ジェルトロン

本品は天然皮革を使用しております。パラゴンや色ムラは革が本来持っている素材の特性ですのでご了承下さい。

汚れでぬれた場合や摩擦により、色落ちや色移りする場合がございますのでご注意下さい。

ランドセル用

重たいランドセルが軽く感じる
大人用のリュックにも使用可能



サイズ	カラー	価格
W17(6)×L20.5×H2cm (内は取り付け時のサイズ)	レッド・ライトピンク・ライトブルー・ネイビー・ブラック	5,000円+税

- 取り付け可能 ベルト幅：最大 5cm

(材質) 表生地：ナイロン 裏生地：ポリエチル／コットン

すべり止め：ポリエチル／ポリウレタン 中身：ジェルトロン

サブショルダーベルト



プロゴルフキャディも認めた素材
ゴルフバッグ用サブショルダーベルトにも使用

プロゴルフツアーカンペニティ
使用率 80%以上

※2016-2017年の優勝者

色はブラックになります。

寸法	価格
W9×L4.5×H1.5cm	¥6,400+税

多くのプロゴルファーにご使用いただいております。
ジェルトロン アドバイザリースタッフの
(左)藤田貴之選手と(右)プロゴルフキャディ梅原敦氏。

ジェルトロン商品 パーツ

ジェルトロンセグメントスパーーエクシード(2レイヤー)用
「頭肩」「腰お尻」「脚」

ジェルトロンセグメントエクシード用
「頭肩」「腰お尻」「脚」

ジェルトロンセグメントトップマットレス用

クッション用ジェルトロン



※ご注文時には硬さ4種類より指定ください		
タイプ	寸法	価格
セグメント	W70×L60×H5cm	52,300円+税
素材	ジェルトロン・高通気フォーム・不織布	

※ご注文時には硬さ4種類より指定ください		
タイプ	寸法	価格
セグメント	W70×L181.5×H2.5cm	32,800円+税
素材	ジェルトロン・高通気フォーム・不織布	

タイプ	寸法	価格
P-1用	W70×L60.5×H2.5cm	20,900円+税
P-2用	W70×L121×H2.5cm	41,400円+税
P-3用	W70×L181.5×H2.5cm	60,000円+税
P-83用	W80×L191.5×H2.5cm	62,800円+税
P-91用	W88×L191.5×H2.5cm	64,700円+税
P-S用	W94×L191.5×H2.5cm	67,600円+税

タイプ	寸法	価格
ハード38	W38×L38×H3cm	10,400円+税
ハード42	W42×L38×H3cm	12,300円+税
ソフト38	W38×L38×H3.5cm	10,400円+税
ハード40	W40×L38×H3cm	11,300円+税
ソフト40	W40×L38×H3cm	11,300円+税

素材：ハード：ジェルトロン ソフト：ジェルトロン・高通気フォーム

キャビティ H150 (ソフトフォーム付き)

スーパーイエクシードタイプ H150
またはエクシードタイプ H150 を
ご指定ください



タイプ	寸法	価格
エクシード・幅83	W83×L191×H10cm	27,900円+税
エクシード・幅91	W91×L191×H10cm	24,700円+税

トップマットレスP-H100用キャビティ

スーパーイエクシードタイプ H100
またはエクシードタイプ H100 を
ご指定ください



タイプ	寸法	価格
P-H100-83用	W83×L191×H10cm	24,700円+税
P-H100-91用	W91×L191×H10cm	24,700円+税
素材	高通気フォーム・高密度フォーム・ソフトフォーム	

クッション カスタマイズ パーツ

【フレンチ・両面テープ基本セット】
ボトムバーツ ×1、四角バーツ ×2、
三角バーツ ×2、アンカーバーツ ×1、
バーツ固定用両面テープ ×1式

素材：平縫合フレンチ
価格 4,500円+税

【ボトムバーツ 単品】
四角バーツ 単品
価格 800円+税

【三角バーツ 単品】
三角バーツ 単品
価格 550円+税

【アンカーバーツ 単品】
アンカーバーツ 単品
価格 1,700円+税

【バーツ固定用両面テープ 単品】
バーツ固定用両面テープ 単品
価格 500円+税

クッション3Dフォーム

タイプ 寸法 価格

38用 W38×L38×H3cm 2,900円+税

42用 W42×L38×H3cm 2,900円+税

素材：高密度フォーム

ジェルトロン商品 カバー

スーパーイエクシード・エクシード用 ストレッチキルトカバー
H150 タイプ



タイプ	寸法	価格
シングル	W97×L196×H15cm	14,000円+税
セミダブル	W120×L196×H15cm	16,000円+税
ダブル	W140×L196×H15cm	18,000円+税
クィーン	W153×L196×H15cm	20,000円+税

素材：ポリエチル・再生繊維（テンセル®）・ポリウレタン


介護用スーパーイエクシード・エクシード用 ストレッチキルトカバー



タイプ	寸法	価格
83用	W83×L191×H15cm	14,000円+税
91用	W91×L191×H15cm	14,000円+税

素材：ポリエチル・再生繊維（テンセル®）・ポリウレタン

介護用スーパーイエクシード・エクシード用 防水・防炎・抗菌カバー



タイプ	寸法	価
-----	----	---