

○商品別保証期間

商品名	パーツ名	医療・介護用途 保証期間※	一般用途 保証期間	対象
一般マットレス (スーパーエクシード、 エクシード)	ジェル部分	3年間	10年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	ジェル以外の、 ウレタン・不織布・接着部分	1年間	3年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
	ストレッチキルトカバー	なし	なし	肌触り特性を優先したため、消耗品としてお考えください
マイズα	ジェル部分	2年間	5年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	ジェル以外の、 ウレタン・不織布・接着部分	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
	ストレッチキルトカバー	なし	なし	肌触り特性を優先したため、消耗品としてお考えください
スーパーⅡα、 スーパーLOWα	ジェル部分	2年間	5年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	カートリッジジェル	2年間	5年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	ジェル以外の、 ウレタン・不織布・接着部分	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥がある場合
	ストレッチキルトカバー	なし	なし	肌触り特性を優先したため、消耗品としてお考えください
ムーブピロー	本体	2年間	5年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	カバー	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
ベビーまくら ドーナツ	本体	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
ベビーまくら バスケット	ジェル部分	1年間	3年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	ジェル以外の、 ウレタン・不織布・接着部分	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
	カバー	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
トップマットレス (P-1、P-2、P-3、P-83、 P-91、P-S、P-H100-83、 P-H100-91)	ジェル部分	2年間	3年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	ジェル以外の、 ウレタン・不織布・接着部分	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
	カバー	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
クッション (シングル、シングル+3Dフォー ム、ダブルソフト、ダブルハード、 NEO、カスタマイズ、C1、マルチ クッション)	ジェル部分	2年間	3年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	ジェル以外の、 ウレタン・不織布・接着部分、 C1の各パーツ	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
	カバー	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
ブリースクッション、 ブリースクッション・ムーブ	本体	1年間	3年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
ショルダーパッド (トートバッグタイプ、スタンダード タイプ、ランドセル用、サブショル ダーベルト)	本体	1年間	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの

商品名	パーツ名	医療・介護用途 保証期間※	対象
介護用マットレス (スーパーエクシード、 エクシード)	ジェル部分	3年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	ジェル以外の、 ウレタン・不織布・接着部分	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
	防水・防炎・抗菌カバー	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
	ストレッチキルトカバー	なし	肌触り特性を優先したため、消耗品としてお考えください
介護用 体位変換クッション	ジェル部分	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥、あるいは1cm以上の明瞭な凹みが生じた場合
	ジェル以外の、 ウレタン・不織布・接着部分	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの
	カバー	1年間	製造工程あるいは素材に起因する欠陥があるもの

※ 1日に12時間以上ご使用になる場合は、一般用途とは異なるため、医療・介護用の保証内容となります。

保証内容の詳細は商品に同封する保証書、または弊社ホームページにてご確認ください。

販売代理店

※ 商品サイズは加工工程により多少の差が生じることがございますので、ご了承くださいませ。  
 ※ 製品改良のため予告なく、仕様変更することがございます。  
 ※ 製品の色は印刷の関係で多少異なる場合がございます。 あらかじめご了承くださいませ。

2020.03.6000

# ジェルترون総合カタログ

## 「眠る・座る・担ぐ」の快適環境



トッププロが認めた素材  
「ジェルترون」

パシフィックウエーブ アドバイザリースタッフ

プロゴルファー 藤田寛之

「厳しい戦いのツアーの中で、疲れている時こそ熟睡するために、ジェルترونを選びました。」

# 業界最長！ 明瞭の安心保証！！ 1cm凹んだらお取替えします！



保証マークは介護用を除き一般用途の期間を表示しています

立体格子型ジェルは、弊社が日本で最初に開発販売致しました。  
類似品にご注意ください。ジェルترونはFDA認可の安心安全な素材で製造しています。

製造・販売元

株式会社パシフィックウエーブ

http://www.geltron.jp

本社

ショールーム

ご注文・お問い合わせ

〒624-0823 京都府舞鶴市京田187-1

TEL 0773-75-8688 FAX 0773-78-9035

TEL 0773-75-0654 FAX 0773-78-9065

ジェルترونの特徴 1-6

マットレス 7-10

介護用品 11-16

まくら 17-20

クッション 21-24

ショルダーパッド・パーツ 25-26

「眠る」ための環境をつくる寝具素材  
多層一体構造ジェル「ジェルロン」



## 睡眠中に体にかかるあらゆる負担「ゼロ」を目指し、「ジェルロン」は生まれました。



### 「ジェルロン」開発の経緯


株式会社バシフィックウェーブ  
代表取締役 田中啓介

私は1990年頃に大人気となったウォーターベッドのブームをつくりだしました。大手のベッドメーカーにウォーターマットの商品供給と社員教育を行ってきました。しかし、重量や水漏れの問題から徐々に使用されなくなったのですが、踵のように出た部位とアキレス腱のようにへこんだ部位を同じ圧力で支えることができる水の浮力による心地さは、現在も根強いファンの方々があり、医療用ベッドとしても現在ご使用いただいています。ウォーターベッドの素晴らしい特性を持ちつつ、弱点である通気性がない、体動によるずれ・ねじれの力を吸収することができない、重量が重いということを解決する必要がありました。




そこで水を使わないで水の浮力と同じような快適さを保つ睡眠環境をつくることのできる新たな素材の開発に取り組み、2003年にジェルロンを開発いたしました。ジェルロンを活用した様々な商品も開発し、これらは全て生まれてから亡くなるまで一生を通じて誰でも使用することができるユニバーサルデザインの考え方に基づき究極の癒しをめざした商品となっております。寝ることと眠ることは全く別のことであり、あくまでも快適に眠ることのできる環境をつくり出すことが重要でありジェルロンの開発によってどんな寝姿勢であっても血流の安定を保つことによって、ぐっすり眠ることができます。さらに介護福祉の分野においても要介護者と介護者の快適な介護環境を作り出すことに成功しました。ジェルロンのその機能特性の素晴らしさを、日本のみならず世界各国において多くの方々にご認めいただけるようになってまいりました。今後もより良い商品づくりに努めてまいります。 感謝合掌

### 「ジェルロン」ってどんな素材？



多層一体成型で作られた立体格子型グミ状ジェルで、素材はミネラルオイルとポリマー（アメリカFDA認可）でできています。グミキャンディーのような感触で体圧分散性、ずれ・ねじれの吸収性、通気性、耐久性、衛生特性に優れております。現在一般家庭用マットレスから床ずれ防止マットレス、まくら、クッションなど幅広く使用されております。



四角の空間柱上部にリブ構造を加えた多層一体格子型構造

### ジェルロンならではの柔軟性「体圧分散+ずれ・ねじれ吸収」



骨突出も局部的に沈み圧力を分散します。




広い面積の荷重には安定した形状を保ちながら支えます。

体の凹凸に柔軟に形状を合わせて局所的な圧迫を減らします。



体の凹凸・骨の突出にあわせ柔軟に形状を変化させます。背中などの広い部分は深く沈み込み、マットレスと体の隙間を減らし、体圧を分散します。

### 3次元の吸収力で体にかかるあらゆる負担を軽減





柔軟に形状を変化させ、垂直荷重だけでなく、ずれ・ねじれにも反応し圧力を吸収します。また寝返り（体動）や背上げ時などにかかる皮膚圧迫も軽減します。

### ずれ・ねじれによる「毛細血管圧迫」とは？



今までの寝具は身体の重さによる垂直荷重の軽減だけを追求してきましたが、それ以上に体の動きに伴うずれ・ねじれの力が血行不良の大きな原因となるのです。そこでジェルロンは形状を柔軟に変化させながら、このずれ・ねじれを吸収し血流を安定させることによって、痛みやしびれの発生を軽減することができます。

### さらっとした気持ちよさで快適




ジェルロンは空気の層を多く含み、立体格子状ジェルの変形時に生じる「ポンピング作用」が発汗、失禁等による過度の湿潤を減らし、四季を通じて快適な寝床内環境をつくり出します。

### 人に優しい安心素材

「ジェルロン」はアメリカFDA（食品医薬品局）が認可した化粧品などの素材でもあるミネラルオイルとポリマーを使用し、アレルギーの誘発性もありません。ダニ・カビの温床にもならない安全素材で、赤ちゃんからお年寄りの方まで安心してお使い頂けます。


### 地球に優しくリサイクル可能

「ジェルロン」は100%リサイクル可能です。もし廃棄されても環境を汚染する物質は含まれておりません。




ジェルロンの特徴

優れた形状安定性(耐久性)



厚さに対し50%の距離を一分間に60回の速さで繰り返し圧縮を8万回行った後、30分放置の上再度厚さを測定し、歪み率を算出。試験機はJIS K6400 既定のものを使用。

ジェルロンは(財)化学物質評価検査機構にて測定



薄型マットレス用ジェルロン(約2cm)

低反発素材とどこが違う?

低反発素材の弱点をすべて解消

温度で硬さが変わらない

ジェルロンは-30℃から+70℃まで硬さの変化がほとんど無く、四季を通して安定した使いこころです。

寝返りがしやすい


低反発素材は垂直荷重に対する吸収が主ですが、ジェルロンは垂直だけでなく、すれ・ねじれの荷重も吸収します。またつぶれこんだジェルロンは体の動きにあわせて復元しますのでスムーズな寝返り(体動)運動が可能です。

洗えて衛生的

低反発素材は洗えないものがほとんどで長年の使用による汚れ、臭いがとれない場合があります。ジェルロンは通常使用による汚れはもちろん、不意に汚れた場合でも洗うことが可能で衛生的にご使用いただけます。

夏涼しく、そして冬暖かく使える

ジェルロン、低反発ウレタン上に約1分間手のひらを置いた後の温度比較



使用中温度が低反発は必要以上に暑くなるのに対しジェルロンは低反発ウレタンより約3℃ほど低く、快適な体表面温度で使用できます。


約一分後の低反発ウレタンは温度が室温まで下ってしまっていますが、ジェルロンは快適な温度をキープしつづけます。

リクライニング時の負担軽減に

通常、背上げをすると体も足元にすれていきます。それと同時にジェルロンは体がずれる方向に合わせて斜めに変形するので腹圧も発生しにくく皮膚など体細胞に発生するすれや摩擦による負担を減らします。また、ベッドをフラットな状態に戻す動きにあわせてジェルロンも通常形状に復元し、体をほぼ元通りの位置に戻します。

ジェルロン、ウレタン、エアの素材別マットレスのずれ量についてジェルロンが最も元の位置に戻りやすいという研究報告をいたしました。これにより介護する人・される人、双方の負担を軽減することができます。

2019年褥瘡学会において発表



※シーツ・パッドの材質や厚みにより戻りが少ない場合があります。

暖かく使いたい、または冬場に寒さを感じた場合

- 体動温度調整パッドのご使用をおすすめいたします。(詳しくはマットレス詳細ページに掲載しております。)
- 体動温度調整パッドはジェルロンの優れた体圧分散特性を妨げることなく、ソフトな感触と高い保温性をプラスいたします。
- 電気敷き毛布もご使用いただけます。高温にしないようご注意ください。
- 布団乾燥機は睡眠直前にご使用ください。(30分以内のご使用にて)

注意: 「電気あんか」や「湯たんぽ」を使用しないでください。ジェルロン部分が変形する場合があります。

洗浄する場合

ジェルロン部分は漬け置き水洗い(40℃未満)可能です。洗ったあとはタオル等で水気を取り「必ず平らな状態」で陰干ししてください。

吊り下げたり、折り曲げたりした状態で干すと変形する可能性があります。カバー類は洗濯表示に基づき洗濯してください。

従来の床ずれ防止素材の弱点を克服

介護する人・される人、双方をサポートいたします。




日本褥瘡学会名誉会員  
東都医療大学  
学長 中條俊夫 先生

＜ジェルロンマットレス使用例の報告＞より抜粋

ジェルロンを使用した患者さんは要介護4、5であり、意識は明瞭ではなく、寝たきりで日常動作のほとんどが全介助であった。体位変換は定期的にヘルパーが行っている。また、半分以上の割合で嚥下障害があり、胃瘻などからの経管栄養が行われていた。その結果、褥瘡が発生した患者さんは一人もいなかった。ジェルロンは、沈み込みが少ないので、廃用症候群で力が弱くなっている患者さんが、弱い力でも動きやすいマットレスであり、また、ずれを吸収する機能もあり、褥瘡発生要因の重要な要素とされる「ずれ力」を減弱する点も、上記の使用例に褥瘡が発生しなかった理由の一つであると判断される。 2013年5月

○ ジェルロン 2レイヤーマットレスで褥瘡(床ずれ)が治癒した事例



この事例のように4月26日から10月25日までの夏シーズンを超えて治癒することは非常に難しいことです。しかしジェルロンマットレスは体圧分散だけでなく通気性やすれ・ねじれの吸収機能特性を活かすことによって、画期的な結果を得ることが出来ました。

○ 「ジェルロン ピロー・マイルズ」で頭部の褥瘡(床ずれ)が治癒した事例



2014年6月27日

2014年7月31日

2014年8月29日

「ジェルロン ピロー・マイルズ」を勧められ使用したところ、二ヶ月あまりで治癒することができました。本人はもちろん私たち家族もとても喜んでおります。(ご使用者ご家族様から頂いたコメント)

# ご注意

ジェルترونセグメントの番号を、  
**[ピンク] ⑥→⑤**に、**[パープル] ⑧→⑥**に  
 変更いたしました。  
 (2019年10月1日～)

業界初  
 ビジネスモデル特許  
 第3581087号  
**「e-MOS」**  
 (e-Mattress Ordermade System)

## 体に負担の少ない リラックス寝姿勢を生み出す マットレスオーダーメイドシステム **「e-MOS」**

「オーダーメイド  
 マットレス」って  
 どんなもの？


睡眠中長い時間、体をあずけるマットレスだから  
 より自分に合った硬さを選ぶことが大切なのです。

最適な寝姿勢とは？



息を吐いてリラックスした立ち姿勢を、そのまま横にした姿勢が背骨から腰にかけ負担の少ない理想的な寝姿勢です。

マットレスへの荷重割合は、体の部位により異なります



「全面同じ硬さ」で「柔らかい」マットレスの場合

体圧分散性は良くなりますが、重い「腰・お尻」部分が落ち込みます。背中・横隔膜が圧迫されスムーズな呼吸を阻害したり、腰が落ち込み、腰痛の原因となってしまいます。




「全面同じ硬さ」で「硬い」マットレスの場合

仰向き時には腰お尻はしっかりと支えられます。しかし「かかと」「肩甲骨」の圧迫が大きく、横向き時には「肩・腕」「胸骨・大転子」のしびれの原因となり、不要な寝返り(体動)が増えてしまいます。



3ポジション「頭肩」「腰お尻」「脚」を使用される方に最適に硬さ設定



変更理由 e-MOS開発当時はジェルترونセグメントの硬さを8段階の硬さで製品化しておりました。その後⑤と⑦の需要が少なく、また8段階による512通りの組み合わせは分かりにくいことから⑤、⑦を欠番といたしておりました。この度⑥を⑤に、⑧を⑥に変更することによって分かりやすい表示組み合わせとさせていただきますことといたしました。ご注文のときにはご注意いただきますようお願い申し上げます。

私に最適な  
 マットの硬さは？

216パターン of 組み合わせの中から  
 あなたに最適な組み合わせをお選びいたします

「e-MOS」による測定

パシフィックウエーブ ホームページ (<http://www.geltron.jp>) e-MOSコーナーにて体型データをご入力ください。あなたに最適な硬さバランスのマットレスを測定いたします。



BMI値による簡易設定

BMI値(体重kg÷身長m×身長m)を電卓などで算出してください。算出された数値により下記マットレスがおすすめの目安です。


「細身体型」BMI値21未満



「標準体型」BMI値21～25




「ややガッチリ体型」BMI値25～29




「ガッチリ体型」BMI値29以上



シングル・セミダブルサイズは3分割



ダブル・クィーンサイズは6分割  
 マットレス左右面で硬さ設定




一般的なマットレスは、傷んだ場合丸ごと買い替える必要がありますが、ジェルترونマットレスは、ジェル・ウレタン枠(キャビティ)・カバーのパーツごとの買い替えが可能で経済的です。

硬さ変更も簡単・パーツ交換可能で経済的

例)体重の変化により全体的に1段階硬くする場合

体型変化(体重の増減・使用者変更・妊娠etc)により硬さ変更する場合、ジェル1～2箇所の変更で違う硬さのマットレスにすることが可能です。

②③のジェルを右図のように移動し  
 ④のジェルのみ購入し設置します。  
 ①のジェルは取り外し保管。



**ご注意** [ピンク] を⑥→⑤に、 [パープル] を⑧→⑥に変更しました。

## H210タイプ (マット厚21cm)

マットレスに厚みを持たせ高級感ある外観に仕上げました。  
様々なベッドフレームのデザインと相性の良い厚みです。



カバーはオープンファスナー形式で簡単に取り外し  
カバー上面だけでも洗っていただくことが可能です

### ストレッチキルトカバー

非常に優れた伸縮性があります。  
通気性にも優れ肌触り優しい生地です。




サイズ	寸法	マットレス 価格
シングル	W97×L196×H21cm	¥196,000+税
セミダブル	W120×L196×H21cm	¥244,000+税
ダブル	W140×L196×H21cm	¥302,000+税
クイーン	W153×L196×H21cm	¥350,000+税

素材 ■カバー 表面：ポリエステル・再生繊維 (テンセル®)・ポリウレタン  
裏面：ポリエステル・(中材) ウレタンフォーム 裏面：ポリエステル  
■中身 ジェルトロン・高透気フォーム・高密度ウレタン

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

## H150タイプ (マット厚15cm)

従来からあるジェルロンマットレス基本的厚さのマットレス。  
リクライニング機能のベッドフレームにもご使用いただけます。



カバーはオープンファスナー形式で簡単に取り外し  
カバー上面だけでも洗っていただくことが可能です

### ストレッチキルトカバー

非常に優れた伸縮性があります。  
通気性にも優れ肌触り優しい生地です。





サイズ	寸法	マットレス 価格
シングル	W97×L196×H15cm	¥165,000+税
セミダブル	W120×L196×H15cm	¥211,000+税
ダブル	W140×L196×H15cm	¥267,000+税
クイーン	W153×L196×H15cm	¥314,000+税

素材 ■カバー ポリエステル・再生繊維 (テンセル®)・ポリウレタン  
■中身 ジェルトロン・高透気フォーム・高密度ウレタン

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

## GELTRON スーパーエクシード (2レイヤー) セグメント 2段構造ジェル・厚さ7cm

厚さ5cmのジェルを下段に、厚さ2cmのジェルを上段に組み合わせた構造。  
下段のジェルは部位ごとに硬さを変え寝姿勢を整えます。  
上段のジェルは肌当たり優しくソフトな感触です。この2段構造ジェルで  
あらゆる荷重、動きに対して柔軟に形状を変化させ力を吸収し、体への負担を  
限りなく減らします。ウォーターベッドの浮力感に最も近いマットレスです。



ソフトフォーム  
ジェルの動きをサポート

高密度フォーム  
底付防止のハードフォーム

高透気フォーム  
通気性に優れた特殊フォーム



お子様のおねしょ、飲み物、ペット等により汚れた  
場合にはカバーとジェルロン部分は取り外し  
ご家庭で洗っていただくことも可能です。

ジェルロンセグメントの奥行は1パーツ60cmで各サイズ共通ですが、幅はサイズにより異なります。  
セミシングル・シングルは70cm、セミダブルは91cm、ダブルは57.5cm×2枚、クイーンは70cm×2枚です。

### マットレス用伸縮ボックスシート

ジェルロン マットレスの柔軟な特性を妨げない  
生地を使用した伸縮性に富んだボックス式シートです。




適応サイズ	寸法	価格 (1枚)	(2枚セット)
シングル用	W97×L196×H15 cm	¥3,980+税	¥6,980+税
セミダブル用	W120×L196×H15 cm	¥4,500+税	¥7,980+税
ダブル用	W140×L196×H15 cm	¥5,000+税	¥8,980+税
クイーン用	W153×L196×H15 cm	¥5,500+税	¥9,980+税

素材：綿95% ポリウレタン5%

### 体動温度調整パッド マットレス用

ジェルロンの優れた体圧分散性とずれ吸収  
機能を阻害することなく保温効果に優れています。  
汚れた場合には、洗浄も可能です。



(特殊高透気フォーム使用)

適応サイズ	寸法	価格
シングル用	W97×L196×H0.8cm	¥4,000+税
セミダブル用	W120×L196×H0.8cm	¥5,000+税
ダブル用	W140×L196×H0.8cm	¥8,000+税
クイーン用	W153×L196×H0.8cm	¥9,000+税

**ご注意** [ピンク]を⑥→⑤に、[パープル]を⑧→⑥に変更しました。

## H210タイプ (マット厚21cm)

マットレスに厚みを持たせ高級感ある外観に仕上げました。  
様々なベッドフレームのデザインと相性の良い厚みです。



カバーはオープンファスナー形式で簡単に取り外し  
カバー上面だけでも洗っていただくことが可能です

### ストレッチキルトカバー

非常に優れた伸縮性があります。  
通気性にも優れた肌触り優しい生地です。



サイズ	寸法	マットレス価格
シングル	W97×L196×H21cm	¥145,000+税
セミダブル	W120×L196×H21cm	¥179,000+税
ダブル	W140×L196×H21cm	¥218,000+税
クィーン	W153×L196×H21cm	¥238,000+税

素材 ■カバー 表面: ポリエステル・再生繊維(テンセル®)・ポリウレタン  
側面: ポリエステル・(中材)ウレタンフォーム 裏面: ポリエステル  
■中身 ジェルトロン・高気通フォーム・高密度ウレタン

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

## H150タイプ (マット厚15cm)

従来からあるジェルtronマットレス基本的厚さのマットレス。  
リクライニング機能のベッドフレームにもご使用いただけます。



カバーはオープンファスナー形式で簡単に取り外し  
カバー上面だけでも洗っていただくことが可能です

### ストレッチキルトカバー

非常に優れた伸縮性があります。  
通気性にも優れた肌触り優しい生地です。





サイズ	寸法	マットレス価格
シングル	W97×L196×H15	¥114,000+税
セミダブル	W120×L196×H15	¥143,000+税
ダブル	W140×L196×H15	¥183,000+税
クィーン	W153×L196×H15	¥202,000+税

素材 ■カバー ポリエステル・再生繊維(テンセル®)・ポリウレタン  
■中身 ジェルトロン・高気通フォーム・高密度ウレタン

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

## GELTRON エクシードセグメント ジェル1段構造・厚さ5cm

体の凹凸・骨の突出にあわせ柔軟に形状を変化させます。  
背中などの広い部分は沈み込みを抑え、かかとなどの突出した部分は深く沈みこみ、マットレスと体の隙間を減らし、体圧分散いたします。



ジェルtronセグメントの発行は1パーツ60cmで各サイズ共通ですが、幅はサイズにより異なります。  
シングルは70cm、セミダブルは91cm、ダブルは57.5cm×2枚、クィーンは70cm×2枚です。

## マットレス用伸縮ボックスシート

ジェルtron マットレスの柔軟な特性を妨げない生地を使用した伸縮性に富んだボックス式シートです。




適応サイズ	寸法	価格(1枚)	(2枚セット)
シングル用	W97×L196×H15 cm	¥3,980+税	¥6,980+税
セミダブル用	W120×L196×H15 cm	¥4,500+税	¥7,980+税
ダブル用	W140×L196×H15 cm	¥5,000+税	¥8,980+税
クィーン用	W153×L196×H15 cm	¥5,500+税	¥9,980+税

素材: 綿95% ポリウレタン5%

## 体動温度調整パッド マットレス用

ジェルtronの優れた体圧分散性とずれ吸収機能を阻害することなく保温効果に優れています。汚れた場合には、洗浄も可能です。



適応サイズ	寸法	価格
シングル用	W97×L196×H0.8cm	¥4,000+税
セミダブル用	W120×L196×H0.8cm	¥5,000+税
ダブル用	W140×L196×H0.8cm	¥8,000+税
クィーン用	W153×L196×H0.8cm	¥9,000+税

介護保険適用福祉用具  
TAIS 00839-000011

予防	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ	ステージⅣ
○	○	○	○	○

# 2種類のジェルトロンを2段構造にし、 体にかかる負担「ゼロ」を目指した究極仕様のマットレス


## 介護マットレス スーパーエグシード

ストレッチキルトカバー仕様 防水・防炎・抗菌カバー仕様 (2レイヤー)



**GELTRON** スーパーエグシード (2レイヤー) セグメント (サイズ:W70×L60×H7cm)×3枚

厚さ5cmのジェルを下段に、厚さ2cmのジェルを上段に組み合わせた構造。下段のジェルは部位ごとに硬さを変え寝姿勢を整えます。上段のジェルは肌当たり優しくソフトな感触です。この2段構造ジェルであらゆる荷重、動きに対して柔軟に形状を変化させ力を吸収し、体への負担を限りなく減らします。ウォーターベッドの浮力感に最も近いマットレスです。





「頭肩」「腰お尻」「脚」の3ポジションの硬さを、ご使用者にあわせてに設定。



命の根源である「呼吸」を安定させることは睡眠においても重要です。床ずれ防止マットレス選びには体圧分散性だけでなく、スムーズな呼吸と筋緊張の緩和ができる寝姿勢を維持することも大切です。ジェルトロンマットレスはご使用者の体型に合わせて各部位の硬さを設定し、体に負担の無い最適な寝姿勢を生み出します。

ご使用者のBMI値に合わせて硬さの組み合わせをお選びください。  
「BMI値」算出方法(体重kg÷身長m÷身長m)

<b>タイプ①①①</b> 身長160cm 体重35kg BMI・13.6 BMI値 ~14 ①グリーン ①グリーン ①グリーン	<b>タイプ①②①</b> 身長160cm 体重42kg BMI・16.4 BMI値 14~17 ①グリーン ②グレー ①グリーン
<b>タイプ②③①</b> 身長165cm 体重50kg BMI・18.3 BMI値 17~21 ②グレー ③オレンジ ①グリーン	<b>タイプ③④②</b> 身長165cm 体重60kg BMI・22.0 BMI値 21~25 ③オレンジ ④ブルー ②グレー
<b>タイプ④⑤③</b> 身長165cm 体重70kg BMI・25.7 BMI値 25~29 ④ブルー ⑤ピンク ③オレンジ	<b>タイプ⑤⑥④</b> 身長170cm 体重90kg BMI・31.1 BMI値 29~33 ⑤ピンク ⑥パープル ④ブルー



### 体動温度調整パッド (別売り)

ジェルトロンの優れた体圧分散性とずれ吸収機能を阻害することなく保温効果に優れています。汚れた場合には、洗浄も可能です。


ご使用方法: マットレス



適応サイズ	寸法(cm)	価格
83用	W83×L191×H0.8	¥4,000+税
91用	W91×L191×H0.8	

### ご使用者の状態に合わせて選べる2つのカバー仕様

高気通仕様の伸縮性に富んだ「ストレッチキルトカバー」、防水仕様の「防水・防炎・抗菌カバー」の2種類となっております。ご使用者の状況に合わせてお選びください。



### マットレス用伸縮ボックスシート

ジェルトロン マットレスの柔軟な特性を妨げない生地を使用した伸縮性に富んだボックス式シートです。

適応サイズ	寸法 (cm)	価格 (1枚)	価格 (2枚セット)
83用	W83×L191×H15	¥3,980+税	¥6,980+税
91用	W91×L191×H15	¥3,980+税	¥6,980+税

素材: 綿95% ポリウレタン5%

カバー	タイプ	品番	寸法 (cm)	重量	価格
ストレッチキルトカバー	83	KLS-83H150	W83×L191×H15	26.5kg	¥165,000+税
	91	KLS-91H150	W91×L191×H15	27kg	
防水・防炎・抗菌カバー	83	KLW-83H150	W83×L191×H15	26.5kg	¥190,000+税
	91	KLW-91H150	W91×L191×H15	27kg	

※ショートサイズ(長さ181cm)も上記同価格にて作成可能です。納期についてはお問い合わせください。

※「テンセル®」はレンチング社の登録商標です。

**ご注意** [ピンク]を⑥→⑤に、[パープル]を⑧→⑥に変更しました。

介護保険賞与対象品／床ずれ防止用具

介護保険適用福祉用具  
TAIS 00839-00001


床ずれステージ  
適応めやす

予防	ステージI	ステージII	ステージIII	ステージIV
○	○	○	○	△

マットレス全面に「ジェルロン」を使用し、  
最高水準の床ずれ防止環境を作り出します

## 介護マットレス・エクシード

ストレッチキルトカバー仕様  
防水・防炎・抗菌カバー仕様



### 最適寝姿勢を保持する3ポジションでの硬さ設定

使用される方の体型に合わせて「頭肩」「腰お尻」「脚」を6種の硬さのジェルロンでそれぞれ硬さ設定し、体に負担の少ないリラックス寝姿勢を生み出します。




ご使用者のBMI値に合わせて硬さの組み合わせをお選びください。「BMI値」算出方法(体重kg÷身長m÷身長m)

<b>タイプ①①①</b> 身長160cm 体重35kg BMI・13.6 BMI値 ~14 ①グリーン ①グリーン ①グリーン	<b>タイプ①②①</b> 身長160cm 体重42kg BMI・16.4 BMI値 14~17 ①グリーン ②グレー ①グリーン	<b>タイプ②③①</b> 身長165cm 体重50kg BMI・18.3 BMI値 17~21 ②グレー ③オレンジ ①グリーン
<b>タイプ③④②</b> 身長165cm 体重60kg BMI・22.0 BMI値 21~25 ③オレンジ ④ブルー ②グレー	<b>タイプ④⑤③</b> 身長165cm 体重70kg BMI・25.7 BMI値 25~29 ④ブルー ⑤ピンク ③オレンジ	<b>タイプ⑤⑥④</b> 身長170cm 体重90kg BMI・31.1 BMI値 29~33 ⑤ピンク ⑥パープル ④ブルー

### エクシード用ジェルロン セグメント

(サイズ:W70×L60×H5cm)×3枚

体の凹凸・骨の突出にあわせ柔軟に形状を変化させます。背中などの広い部分は沈み込みを抑え、かかとなどの突出した部分は深く沈み込み、マットレスと体の隙間を減らし、体圧分散いたします。



### マットレス用伸縮ボックスシート

ジェルロン マットレスの柔軟な特性を妨げない生地を使用した伸縮性に富んだボックス式シートです。

適応サイズ	寸法 (cm)	価格 (1枚)	価格 (2枚セット)
83用	W83×L191×H15	¥3,980+税	¥6,980+税
91用	W91×L191×H15	¥3,980+税	¥6,980+税

素材：綿95% ポリウレタン5%

ご使用者の状態に合わせて選べる2つのカバー仕様


高通気仕様の伸縮性に富んだ「ストレッチキルトカバー」、防水仕様の「防水・防炎・抗菌カバー」の2種類となっております。ご使用者の状況に合わせてお選びください。

ストレッチキルトカバー



素材：ポリエステル・再生繊維(テンセル®) ポリウレタン

防水・防炎・抗菌カバー



素材：(表)ポリウレタンフィルム (裏)ポリエステル

カバー	タイプ	品番	寸法(cm)	重量	価格
ストレッチキルトカバー	83	KES-83H150	W83×L191×H15	20kg	¥114,000+税
	91	KES-91H150	W91×L191×H15	20.5kg	¥114,000+税
防水・防炎・抗菌カバー	83	KEW-83H150	W83×L191×H15	20kg	¥139,000+税
	91	KEW-91H150	W91×L191×H15	20.5kg	¥139,000+税

※ショートサイズ(長さ181cm)も上記同価格にて作成可能です。納期についてはお問い合わせください。  
※「テンセル®」はレーンテック社の登録商標です。

### 体動温度調整パッド (別売り)

ジェルロンの優れた体圧分散性とずれ吸収機能を阻害することなく保温効果に優れています。汚れた場合には、洗浄も可能です。



価格：83・93共通 ¥4,000+税

介護保険賞与対象品／床ずれ防止用具

全身用・部分用まであらゆる用途に対応する除圧パッド  
今お使いの敷き寝具の上に敷くだけで、床ずれ防止効果をアップ

## ジェルロン トップ マットレス


### 体圧分散性UP

ご使用中の敷き寝具の特性を妨げることなく体を優しく支え、体圧分散性をアップさせます。



### 通気性UP

通気性の高い敷き寝具上使用することによりジェルロンの通気効果で汗などによる過度の潤滑を防ぎます。




### 衛生性UP

汚れた場合には、カバー中身とも水洗いすることが可能で、衛生的にご使用いただけます。



使用イメージ



トップマットレス内部構造  
カバー(取り外し可能)  
ジェルロン(厚さ2cm)  
高通気フォーム(厚さ0.5cm)




※医療・介護用途の場合は2年

厚さ2cmジェルロン

細かい格子のジェルロンが身体を優しく支えます。また通気性にも優れており、発汗等による蒸れを減らします。

カバー付き

### 体圧分散図



ウレタンマットレスのみ



ウレタンマットレス上に  
トップマットレスを敷いた場合



体圧・高い

体圧・低い



3Dニットカバー

伸縮性・通気性に優れた生地。汚れた場合には、取り外して洗うことが可能で衛生的にご使用いただけます。



素材：ポリエステル

## 全身用サイズ


P-3サイズ



P-83・91・SサイズはP-3サイズに高通気フォームの枠を付けています。



P-H100タイプはP-3にウレタンキャビティをセットした通常マットレスタイプです。直接電動ベッドフレームにのせて使用できます。



### 上敷きタイプ

	品番	サイズ(cm)	重量	価格
P-3	GTP-3	W70×L181.5×H2.5	7.5kg	¥62,800+税
P-83	GTP-SS	W80×L191.5×H2.5	7.8kg	¥64,700+税
P-91	GTP-MS	W88×L191.5×H2.5	7.9kg	¥66,600+税
P-S	GTP-S	W94×L191.5×H2.5	8kg	¥69,500+税

TAIS:00839-000002


### マットレスタイプ

	品番	サイズ(cm)	重量	価格
P-H100-83	GTP-H100SS	W83×L191×H10	12.5kg	¥99,800+税
P-H100-91	GTP-H100MS	W91×L191×H10	13kg	¥99,800+税

TAIS:00839-000032

部分・上半身・子供用サイズ

P-1 届出コード:00839-Z00003  
P-2 届出コード:00839-Z00002



タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
P-1	GTP-1	W70×L60.5×H2.5	2.5kg	¥22,800+税
P-2	GTP-2	W70×L121×H2.5 (標準的ベビーベッドサイズ)	5kg	¥43,800+税

すべり止め(別売り)


リクライニング時のすべり防止に  
 ジェルトロントップマットレス  
 敷き寝具  
 P-1・2・3用 (GT110A): ¥3,800+税 P-91用 (GT110G): ¥4,200+税  
 P-83用 (GT110B): ¥4,000+税 P-S用 (GT110D): ¥4,400+税

体動温度調整パッド(別売り)

ジェルトロンの優れた体圧分散性とすれ吸収機能を阻害することなく保冷効果に優れています。汚れた場合には、洗浄も可能です。



ご使用方法: トップマットレス



体動温度調整パッド トップ マットレス用

タイプ	サイズ(cm)	価格
P-1用	W70×L60×H0.8	¥2,000+税
P-2用	W70×L120×H0.8	¥3,000+税
P-3用	W70×L180×H0.8	¥4,000+税
P-83・91・S用	W80・88・94×L190×H0.8	¥4,000+税

介護保険費と対象品/体位変換器

体位変換やポジショニング、部分的除圧に体のあらゆる部位をサポートする

ジェルトロン マルチクッション (リバーシブル仕様)



※医療・介護用途の場合は2年



ジェルトロン グリーン (厚さ2cm)

やわらかめの薄型「ジェルトロン」優しい感触で、すれ、ねじれを吸収し、接触する部位の皮膚圧迫を軽減いたします。

ジェルトロン オレンジ (厚さ4.5cm)

若干しっかりとした感触で厚みのある「ジェルトロン」垂直荷重だけでなくすれ、ねじれも吸収。面、接点に挟んで使用しても接触する面の通気性を保ちます。

用途に合わせた3サイズ

サイズ	Mサイズ	Lサイズ
TAIS: 00839-000015 ・踵や肘など骨突出している部分	TAIS: 00839-000016 ・踵からふくらはぎ ・下腿の重なり部分 ・膝から肘 ・頭部の圧迫軽減(まくらとして)	TAIS: 00839-000017 ・大腿部下・側臥時のひざ ・上腕部の関節可動域の拡大 ・頭部の圧迫軽減(まくらとして)


●上記は使用例の一部です。ご利用者様の体格、麻痺・拘縮等の症状に合わせて各サイズを組み合わせて、その他クッションと併用してください。  
 ●うつ伏せ寝の時の胸当てクッション、まくらとしてもご利用いただけます。

スーパー3Dニットカバー  
 ジェルトロンの動きを助け、伸縮性に優れた生地です。

グリーンは柔らかフィット。


本体水洗い可能  
 両面使用可能

垂直荷重・すれ・ねじれを吸収



あらゆる力を吸収し皮膚・筋肉に負担をかけません。

両面とも通気性に優れています



蒸れを軽減し、皮膚を快適な状態に保ちます。

タイプ	品番	寸法(cm)	重量	価格
Sサイズ	GTC-MS	W15×D15×H8.5	450g	¥5,500+税
Mサイズ	GTC-MM	W30×D15×H8.5	860g	¥9,500+税
Lサイズ	GTC-ML	W45×D15×H8.5	1,250g	¥13,500+税

材質 ■カバー:ポリエステル62%・ポリウレタン38% ■中身:ジェルトロン

介護保険費と対象品/体位変換器


側臥位保持・体位変換のサポート  
 接触部分の除圧とすれ吸収、さらに通気性も確保

ジェルトロン体位変換クッション




ジェルトロン・厚さ2cm

使用頻度の高い面に「ジェルトロン」を使用し、垂直荷重だけでなくすれを吸収。体位の保持性、皮膚圧迫の軽減に優れています。



使用例  
 仰臥時... 仙骨部分・かかとの圧迫軽減  
 側臥時... 姿勢の保持・仙骨部の圧迫軽減



本体水洗い可能

カバー(写真が高通気カバー)  
 高通気タイプと防水清拭タイプがございます。

防水清拭カバー

高通気フォーム  
 通気性・透水性に優れた特殊フォーム

30°保持形状

標準タイプ:35cm

ロングタイプ:70cm

23cm

12cm

21cm

ロングタイプ

寸法(cm)	品番	カバータイプ	重量	価格	TAISコード	
標準	W35×D21×H12	GTC-TH	高通気	550g	¥7,000+税	00839-000013
	W35×D21×H12	GTC-THB	防水・清拭	550g	¥7,000+税	
ロングタイプ	W70×D21×H12	GTC-THL	高通気	1,100g	¥14,000+税	00839-000028
	W70×D21×H12	GTC-THLB	防水・清拭	1,100g	¥14,000+税	

材質 ■中身:ジェルトロン・高通気フォーム ■高通気カバー:ポリエステル ■防水・清拭カバー:ポリエステル/ポリウレタン

クッションの詳細については21~24ページをご覧ください

NEO(ネオ)

坐骨部分に二層にジェルトロンを組み込み、圧分散・すれ吸収性を高めました。

シングル

クッションの定番。デスクワークや車の運転などにもおすすめです。

シングル+3Dフォーム

臀部の形状に合わせたフォームを組み合わせたことにより座位保持性を高めました。

ダブルソフト

体重の軽い方、ソフトな感触を好まれる方におすすめです。

ダブルハード

体重の重い方、しっかりとした感触を好まれる方におすすめです。

カスタマイズ

座位が安定しにくい方もパーツを組み合わせたことにより最適な座り心地を作ることができます。

ブリーズクッション

厚さ2cmのジェルトロンを高通気フォームで包み、座面と膝部の使用が可能です。

ブリーズクッション・ムーブ

厚さ1cmのジェルトロンを高通気フォームで包み、座面と膝部の使用が可能で二つ折りにすればA4サイズになります。

コックピット クッション C1

スポーツカー用シート構造を応用し、座と背一体型のクッションでパーツ位置を自由に調整することにより最適な座位保持が可能です。

介護用品

# 「寝る」から「眠る」へ

## 快眠条件を満たした新感覚まくら 「ジェルロン ピロー」

頭部ケア用まくら（床ずれ、傷口保護、抜け毛対策）として医療、介護の現場でも活躍する「ジェルロン ピロー」あなたの頭部を優しく支え、睡眠中にかかるあらゆる負担「ゼロ」を目指したまくらです。



ジェルロンはトッププロの快眠だけでなく最高のショットも支えています。


バシフィックウェーブ アドバイザリースタッフ  
プロゴルファー 藤田寛之



「私はゴルフのツアーを転戦している関係で色々なホテルに泊まります。ツアーで疲れている中で熟睡するために、「ジェルロン」のまくらを持参して使うようにしています。首から頭にかけてのフィット感が非常に気に入っています。まるで水に浮かんでいるような、首がニュートラルな位置にあって、楽に睡眠が取れるところをとて気に入っています。夏場は非常に通気性もよくて頭が蒸れないところも気に入っています。まくらのへたり感も、ツアー1年間使ってみても全く感じられませんし、ずっと使っていても頑丈でありながらフィット性に富んでおり、非常に睡眠がとりやすいと感じています。自分の中でもうひとついえるのが、睡眠中の頭部の摩擦などが減って抜け毛が防止されているのじゃないかとも感じています。」

## 重さではなく「形に」合わせて優しくフィット

**頸椎サポート** **圧力吸収** 仰向け時には頸椎から頭部の形状ラインにぴったりフィット、横向き時には耳、頬を優しく支え、負担の少ない快適な寝姿勢を生み出します。



ジェルの変形状態を示す断面図

頸椎から頭部の形に合わせて柔軟に形状を変化させ、快適な姿勢を保ち、こころよいフィット感を生み出します。

髪を結んだ状態で仰向き寝、メガネやヘッドホーンをつけたまま横向寝になっても違和感無くお使いいただけるほどジェルロンは柔軟に形を変え、頭部全体を優しく支えます。

## 姿勢を変える、頭部を動かす等、睡眠中は「ずれ」「ねじれ」等の負担を減らすことが重要です

**ずれ吸収** ずれやねじれを吸収し首から頭部をやさしく支え、さらに頭皮、毛髪への負担を減らします。今までのまくらに比べ睡眠中の**抜け毛を減らす**ことができます。

（2011年睡眠環境学会にて実績報告済み）

垂直荷重はもちろん吸収



さらにねじれ力をも吸収します。




不要な寝返り、肩こりの原因となる血行不良・しびれの原因を減らします。また、ずれ、ねじれをも吸収し、頭皮・毛根への負担を減らすので睡眠中の抜け毛（まくら毛）対策としてもお勧めです。


## 不快な「熱」「蒸れ」「汚れ」をため込まず快適

**高通気** 涼しく使えて、きもちいい  
「ジェルロン」は立体格子内に空気層を多く含み、通気性・蒸れ発散に優れ、寝苦しい夜も快適におやすみいただけます。

**水洗いOK** 水洗い可能で衛生的  
通気性・透水性に優れ、汚れた場合には簡単に水洗いも可能。ホコリ・ダニ・カビの温床にならず、うつぶせ寝も快適です。




左) ジェルロン 右) 低反発ウレタン



ジェルロン、低反発ウレタン上に約1分間手のひらを置いた後の温度比較

まくら使用時の温度が低反発ウレタンはほぼ体温温度と同じになり、必要以上に暑くなるのに対し、ジェルロンは皮膚表面温度ぐらいで低反発ウレタンより約3℃低い快適な温度で、お休みしていただくことができます。



## 快適な寝ごちを維持します

耐久試験で驚異の復元率99.7%以上

JIS規格の8万回繰返し圧縮テストにおいて、歪率0.3%以下（復元率99.7%以上）と、形状安定性に優れており、快適な寝ごちを保つことが出来ます。

温度で硬さが変わらない

「ジェルロン」は-30℃から+70℃まで硬さの変化がほとんどありません。季節を問わず一定の使い心地でお休みいただけます。

高さ設定：やや低め～高め（3段階調節可）

# ジェルロンピロー「マイズα」



三層一体成型ジェルロン仕様。カバー仕様までこだわったジェルロン最高峰まくら

三層一体成型された厚さ5.5cmのジェルロンを使用し、使用される方の頭部ラインに合わせてフィット。快適な寝姿勢を生み出します。仰向き時の頭部はもちろん、横向き時の耳、頬も優しく支え、不要な寝返り、痛みや痺れなどの違和感を減らします。まくら本体にウレタン等を使用していない為、驚異の通気性を保ち、洗った場合も短時間で乾燥が可能です。カバー素材はジェルロンの動きを最大限に活かすことができるストレッチキルトカバー仕様。3段階の高さ調整で、使用される方に最適な高さを設定できます。



カバー状態



ストレッチキルトカバー



まくら内部のジェルロンの動きを妨げない、伸縮性に優れた生地です。

材質：ポリエステル60% 再生繊維（テンセル®）30% ポリウレタン5%  
※「テンセル®」はレネンテック社の登録商標です。

価格：¥19,800+税

サイズ：幅60×奥行33×高さ  
（中央部5.5～7.5、左右部5.5～9.5cm）

まくら内部



三層一体成型「ジェルロン」

まくら全体が厚さ5.5cmのジェルロン。快適な寝姿勢を生み出し、頭部を包み込むようにやさしく支えます。




サイドアップパーツ

仰向き  
横向き  
対応形状

材質：高透気フォーム

まくら中央部と左右部の高さを変えることができ、仰向き、横向きに対応



高さ調整フォーム×2枚

3段階  
高さ  
調整可

材質：高密度フォーム

厚み8mmのベースの使用枚数により3段階の高さ調節が可能です。



まくら用替えカバー



マイズα・スーパーIIα・スーパーLOWα  
共通カバー

価格：¥2,200+税

（まくら本体に付属しているカバーと同じです）

高さ設定：やや低め～標準（2段階調節可）

# ジェルロンピロー「スーパーIIα」



ダブルジェル構造が優しい感触で快適睡眠をサポート

まくら内部構造

ストレッチキルトカバー  
肌触り柔らかな伸縮生地

厚さ4.5cmジェルロン  
後頭部の形にあわせて形状を変化。  
水まくらでひんやり  
この部分のジェルを取り出し水まくらを  
セットすると、快適なひんやりまくらに変身。

厚さ2cmジェルロン

頭部からかかる重量・ねじれ荷重も吸収し  
皮膚表面にかかる圧迫を減らします。

高透気フォーム  
通気性・透水性に  
優れた特殊フォーム

高さ調整フォーム

置いて使用するものと併せて高さ調節できます。



表面のジェルロンが仰向き時の頭部はもちろん  
横向きの耳、頬も優しく支え、頸椎から頭部にか  
かけての皮膚・毛細血管の圧迫を減らします。  
下段のジェルロンも圧力を吸収し、頭部を  
最適な形で支えられるように柔軟に変形いたします。

価格：¥18,000+税

材質 カバー：ポリエステル60% 再生繊維（テンセル®）30%  
ポリウレタン5%  
中身：ジェルロン 高透気フォーム 高密度フォーム  
サイズ 幅60×奥行32×高さ6.5～7.5（cm）  
※「テンセル®」はレネンテック社の登録商標です。


ピロー本体正面

コンパクトタイプ

# ジェルロン「ムーブピロー」

コンパクトながらも圧力吸収性にも優れたまくらです。

厚さ4.5cmのジェルロンを使用し、小さいながらもクッション性があり  
ます。まくらとしてもミニクッションとしても使用可能です。



シンカーベロアカバー

肌触り柔らかな伸縮生地

厚さ4.5cmジェルロン  
頭部からかかる重量・ねじれ荷重も吸収し  
皮膚表面にかかる圧迫を減らします。

価格 ¥5,700+税

材質 カバー：綿70% ポリエステル30%  
中身：ジェルロン  
サイズ 幅33×奥行18×高さ4.5（cm）



「私のアイデアで開発されました。  
移動中でもジェルロンの  
こころよさを手軽に楽しめます。」  
梅原 敏  
プロゴルファー等同キヤディ  
ジェルロンアドバイザースタッフ

ベビーまくら

# ジェルロン「ベビーまくら」ドーナツタイプ

ドーナツ形状で頭部を保護。小さい頭に使用しやすい仕様です。

ジェルロン&独自のドーナツ形状で、頭部が不安定になりやすい  
赤ちゃん、お子様の頭を優しく支えます。産座保持装置、介助用椅子、  
パキナー等のヘッドレストにもご使用いただけます。



シンカーベロアカバー  
肌触り柔らかな伸縮生地

高透気フォーム

通気性・透水性に優れた特殊フォーム  
ジェルロン全体を包んでおります。

厚さ2cmジェルロン

赤ちゃんの頭部・首などを優しく支えます。

価格 ¥3,600+税

材質 カバー：綿70% ポリエステル30%  
中身：ジェルロン 高透気フォーム  
サイズ 幅25×奥行23×高さ3（cm）



# ジェルロン「ベビーまくら」ドーナツ&ビスケット セット

生まれてすぐから、こころよい眠りを…  
ベビーまくらのお得なセット。贈り物にも最適です。

価格：¥10,000円+税

贈答ケース入り：幅43×奥行27×高さ8（cm）

高さ設定：低め（2段階調節可）

# ジェルロンピロー「スーパーLOWα」



低め仕様の快適ダブルジェル構造まくら

まくら内部構造

ストレッチキルトカバー  
肌触り柔らかな伸縮生地

厚さ2cmジェルロン  
後頭部の形にあわせて形状を変化。

厚さ2cmジェルロン

頭部からかかる重量・ねじれ荷重も吸収し  
皮膚表面にかかる圧迫を減らします。

高透気フォーム  
通気性・透水性に  
優れた特殊フォーム

高さ調整フォーム

置いて使用するものと併せて高さ調節できます。



表面のジェルロンが仰向き時の頭部はもちろん  
横向きの耳、頬も優しく支え、頸椎から頭部にか  
かけての皮膚・毛細血管の圧迫を減らします。  
下段のジェルロンも圧力を吸収し、頭部を  
最適な形で支えられるように柔軟に変形いたします。

価格：¥18,000+税

材質 カバー：ポリエステル60% 再生繊維（テンセル®）30%  
ポリウレタン5%  
中身：ジェルロン 高透気フォーム 高密度フォーム  
サイズ 幅60×奥行32×高さ  
中央部4.5～5.5、左右部4.5～7.5（cm）  
※「テンセル®」はレネンテック社の登録商標です。

ピロー本体正面

# ジェルロン「ベビーまくら」ビスケットタイプ

通常使用からヘッドレスト用としてまで使用しやすい薄さです。

まくら中央高面フォームにくぼきをもたせ、頭部を安定させます。  
産座保持装置、介助用椅子、パキナーのヘッドレスト等にもおすすめです。



シンカーベロアカバー  
肌触り柔らかな伸縮生地

カバー中縫：ポリエステル縫  
き元やかにフィット

厚さ2cmジェルロン


頭部・首などを優しく支えます。

底面ベースフォーム  
後頭部によりフィットする様に  
特殊カットされたフォーム

価格 ¥6,600+税

材質 カバー：綿70% ポリエステル30%  
中縫：ポリエステル  
中身：ジェルロン・高透気・高密度フォーム  
サイズ 幅37×奥行23×高さ4cm







# 「ジェルترون クッション」

優れた体圧分散性とずれ吸収力で臀部への負担、姿勢の崩れを減らします。デスクワーク、車の運転、車椅子など、座る時間の長い場所におすすめです。さらに振動吸収性に優れているので、振動による腰への負担を軽減することができます。


## 圧力吸収 座骨の局部圧を軽減

ジェルترونが骨突出部分にかかる局部的圧力を吸収し、臀部全体をバランスよく支え、しびれや痛み、不快感を軽減いたします。




## おじれ吸収 前ずれも吸収

ジェルترونは斜め、ずれ方向の荷重も吸収し皮膚・筋肉への負担を減らし、姿勢の崩れを防ぎます。



## 高通気 蒸れずにさらっとした感触

ジェルترونは立体格子内に空気層を多く含み、使用することで常に空気の入替えを行います。汗による蒸れ等を無くし、気持ちよくお使いいただけます。



## 振動吸収 衝撃・振動を吸収して快適

「ジェルترون」は衝撃・振動吸収性に優れ、車椅子走行中の衝撃、振動による体への負担を軽減いたします。


## 水洗いOK 洗えて衛生的

毎日使うクッションは汚れやすいもの。ジェルترونクッションはカバー・中身とも簡単に洗っていただくことが可能です。



## 2WAY仕様 ジェル上下面で使い分けが可能

ジェル表裏両面で使い分けが可能です。「ボトムタイプ」が少し柔らかくなります。



### 車椅子でのご使用について

快適な座位環境はクッションだけではなく、使用する車椅子もご使用される方に最適なものを選ぶことが大切です。座幅、座面のたわみ、フット・アームサポート位置等がご使用者に合っていない場合は、クッションを敷いても、その効果を十分に発揮出来ない場合があります。専門家等に相談の上、よりよい座位環境をお作りください。

## NEO(ネオ)

坐骨部分にダブルでジェルを組み込み、圧分散・ずれ吸収性と座位の安定性の両立を実現しました。

TAISコード：00839-00020



タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
NEO(ネオ)	GTC-NEO	W39×L38×H5.5	1.5kg	¥18,500+税

(材質) カバー：ポリエステル(裏面滑り止) 中身：ジェルترون・高密度フォーム


厚さ2cmのジェルترون  
接触部分を優しく支え、坐骨部分の圧力を吸収。



## シングル

ジェルترونクッションの定番。デスクワーク、車の運転、車椅子など、座る時間の長い場所におすすめです。

TAISコード 38: 00839-00004  
42: 00839-00022




タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
38	GTC1S	W38×L38×H3.5	1.18kg	¥12,000+税
42	GTC1M	W42×L38×H3.5	1.33kg	¥13,000+税

(材質) カバー：ポリエステル(裏面滑り止) 中身：ジェルترون

## シングル+3Dフォーム

臀部の形状に合わせたフォームとジェルترونの組み合わせで、前後のずれを減らし、お尻の位置の安定性を高めました。

TAISコード 38: 00839-00010  
42: 00839-00023




タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
38	GTC1S3D	W38×L38×H6.5	1.4kg	¥15,000+税
42	GTC1M3D	W42×L38×H6.5	1.6kg	¥16,000+税

(材質) カバー：ポリエステル(裏面滑り止) 中身：ジェルترون・高密度フォーム

## ダブルソフト

体重の軽い方、ソフトな感触を必要とされる方に使いやすい車椅子用クッションです

TAISコード 38: 00839-00003  
40: 00839-00029




タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
38	GTC2SS	W38×L38×H6.5	2.2kg	¥22,000+税
40	GTC2-40S	W40×L38×H6.5	2.37kg	¥23,500+税

(材質) カバー：ナイロン・ポリウレタン(裏面滑り止) 中身：ジェルترون・高密度フォーム

## ダブルハード

体重の重い方や、しっかりとしたクッション性を必要とされる方の車椅子用クッションです。


TAISコード 38: 00839-00005



タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
38	GTC2SH	W38×L38×H6.5	2.49kg	¥22,000+税

(材質) カバー：ポリエステル(裏面滑り止) 中身：ジェルترون

## 選定の目安




## クッション カスタマイズ

側弯や麻痺があり座位が安定しにくい方にも、セットされているパーツを組み合わせることによって安定的な座位を保持することができる「カスタマイズ式クッション」です。


TAIS: 00839-000019

タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
カスタマイズ	GTC1SC	W38×L38×H5~11	1.65kg	¥18,500+税


(材質) カバー: ナイロン・ポリウレタン(裏面滑り止) 中身: ジェルトロン・半硬質ウレタン



ご使用者様の状態(骨盤の変形、片マヒ、前ずれ対策、足こぎの有無、etc)に合わせて、最適なサポート状態になるように、パーツ固定用両面テープでボトムベース上に各種パーツを張り付け、固定してください。




### ベース設定例



## ブリーズクッション

厚さ2cmのジェルトロンと高透気フォームを組み合わせた軽量で持ち運びしやすいタイプ。座面や背中・腰など負担を減らしたい場所にご使用ください。

TAIS: 00839-000007




品番	サイズ(cm)	重量	価格
GTC-B	W42×L42×H3.5	0.65kg	¥7,600+税

(材質) カバー: ポリエステル(裏面滑り止) 中身: ジェルトロン・高透気フォーム

## ブリーズクッション・ムーブ

厚さ1cmのジェルトロンと高透気フォームを組み合わせた軽量・小型で持ち運びしやすいタイプ。二つ折りにすればA4サイズになります。座面や背中・腰など負担を減らしたい場所にご使用ください。

TAIS: 00839-000024



品番	サイズ(cm)	重量	価格
GTC-BM	W44×L30×H2.5	0.42kg	¥5,700+税

(材質) カバー: ポリエステル(裏面滑り止) 中身: ジェルトロン・高透気フォーム

### 体動温度調整パッド クッション用 (別売り)

冬場のひんやり感を軽減し、座ったときのフィット感をソフトにいたします。(特殊高透気フォーム使用)

38サイズ用	W38×L38×H0.8cm	¥800+税
40サイズ用	W40×L38×H0.8cm	¥900+税
42サイズ用	W42×L38×H0.8cm	¥900+税



## 背・座一体型 コックピットクッション C1

サイドパーツを外すと車の運転、デスクワークにも適しています。座面の座り心地はシングルと同じです。スポーツカーシート用クッション構造を応用した、背・座一体型クッション。ジェルトロンを組込んだ5つのパーツをご使用される方の体格、用途に合わせて最適な調整が可能です。

TAIS: 00839-000021

タイプ	品番	サイズ(cm)	重量	価格
コックピット	GTC-C1	W40×L38×H55cm 車いす上設置時	2.5kg	¥35,000+税

(材質) カバー: ポリエステル(クッション裏面滑り止加工) 中身: ジェルトロン・ポリエチレンフォーム



### ★バックパーツ

サイズ: W10×L21×H2.5cm

背部をやさしく支え、脊柱の圧を軽減。胸椎の屈曲を防止、呼吸をサポートします。

### ★サイドパーツ

サイズ: W20×L20×H2.5cm

大転子部をサイドからサポート。脚こぎ時の座位安定、広すぎる座幅の調整や側方への倒れこみを防ぎます。

### 座面クッションパーツ

サイズ: W40×L38×H3.5cm

厚さ3cmのクッション用ジェルトロンが臀部を優しく支えます。ジェルトロン、カバーは別々に洗浄が可能です。

### クッション底面

(滑り止め加工・車いす座面だわみ補正ポケット)



たわみ補正パーツ(W23×18×0.8cm)×2枚付。硬質のフォームを入れることにより、車いすのたわみによる座位の崩れを軽減します。

### ★アンカーパーツ

サイズ: W16×L17×H3.5cm

下肢の内旋防止、臀部への接地面を増やして、前ずれを防止します。

### ★ランバーパーツ

サイズ: W19×L12×H2.5cm

脊柱の伸展を促し、骨盤の過度な後傾を防止します。

★マークのパーツはマジックテープにより位置調整、脱着が可能です。



バック・ランバー・サイドパーツ内には厚さ2cmのジェルトロンを内蔵しており、接触する身体部分を優しく快適に支えます。

### 必要に応じて3種のセットがあります

#### フルセット

品番: GTC-C1

TAIS: 00839-000021

販売価格: ¥35,000+税

サイズ: W40×L38×H55 (cm) 重量: 2.5 kg



#### 背面パーツセット

品番: GTC-C1H

TAIS: 00839-000030

販売価格: ¥18,600+税

サイズ: W40×D4×H55 (cm) 重量: 0.85 kg



#### 座面パーツセット

品番: GTC-C1Z

TAIS: 00839-000031

販売価格: ¥21,000+税

サイズ: W40×L38×H4 (cm) 重量: 1.65 kg



# バッグ用パッド

# ジェルترون ショルダーパッド



バッグから肩にかかる重さ・衝撃を軽減します。  
また滑り止め効果もあり、肩からのずれ落ちを防ぎ、バッグの使用感をアップいたします。



写真はトートバッグタイプ

## トートバッグタイプ

**トートバッグタイプ**

※ご注文時には硬さ6種類よりご指定ください

タイプ	寸法	価格
セグメント	W70×L60×H7cm	52,300円+税

素材:ジェルترون・高透気フォーム・不織布

※ご注文時には硬さ6種類よりご指定ください

タイプ	寸法	価格
セグメント	W70×L60×H5cm	32,800円+税

素材:ジェルترون・高透気フォーム・不織布

タイプ 寸法 価格

P-1用	W70×L60.5×H2.5cm	20,900円+税
P-2用	W70×L121×H2.5cm	41,400円+税
P-3用	W70×L181.5×H2.5cm	60,000円+税
P-83用	W80×L191.5×H2.5cm	62,800円+税
P-91用	W88×L191.5×H2.5cm	64,700円+税
P-S用	W94×L191.5×H2.5cm	67,800円+税

素材:ジェルترون・高透気フォーム・不織布

タイプ 寸法 価格

ハード38	W38×L38×H3cm	10,400円+税
ハード42	W42×L38×H3cm	12,300円+税
ソフト38	W38×L38×H3.5cm	10,400円+税
ハード40	W40×L38×H3cm	11,300円+税
ソフト40	W40×L38×H3cm	11,300円+税

素材:ハード:ジェルترون ソフト:ジェルترون・高透気フォーム

ネイビー モカ キャメル  
NAVY MOCHA CAMEL

マグネットホックを外せば、持ち手の片割を外すことができます。

## スタンダードタイプ

**スタンダードタイプ**

※ご注文時には硬さ6種類よりご指定ください

タイプ	寸法	価格
セグメント	W70×L60×H7cm	52,300円+税

素材:ジェルترون・高透気フォーム・不織布

※ご注文時には硬さ6種類よりご指定ください

タイプ	寸法	価格
セグメント	W70×L60×H5cm	32,800円+税

素材:ジェルترون・高透気フォーム・不織布

タイプ 寸法 価格

P-1用	W70×L60.5×H2.5cm	20,900円+税
P-2用	W70×L121×H2.5cm	41,400円+税
P-3用	W70×L181.5×H2.5cm	60,000円+税
P-83用	W80×L191.5×H2.5cm	62,800円+税
P-91用	W88×L191.5×H2.5cm	64,700円+税
P-S用	W94×L191.5×H2.5cm	67,800円+税

素材:ジェルترون・高透気フォーム・不織布

タイプ 寸法 価格

ハード38	W38×L38×H3cm	10,400円+税
ハード42	W42×L38×H3cm	12,300円+税
ソフト38	W38×L38×H3.5cm	10,400円+税
ハード40	W40×L38×H3cm	11,300円+税
ソフト40	W40×L38×H3cm	11,300円+税


素材:ハード:ジェルترون ソフト:ジェルترون・高透気フォーム

マジックテープ着脱式

専用1cmジェルترون

写真はトートバッグタイプ

ジェルترون ショルダーパッドを使用することにより、肩との接触面積を約2倍に増やし、平均加圧を約3分の1に減少いたします。さらに局所的な痛みの原因となる最大加圧も半減。そのため荷物が軽く感じられます。また、ジェルترونはずれ落ちも無く、さらに通気性も優れていることにより、快適なショルダーパッドといえます。



サイズ	カラー	価格
W5×L14.3×H1.5cm	ネイビー・モカ・キャメル	3,900円+税

・取り付け可能 持ち手サイズ 丸型:1.2cmΦ / 平型:2.5cm  
・取り付け可能 ベルト幅:4cm

(材質)側地:本革・裏面滑り止め 中身:ジェルترون  
本品は天然皮革を使用しております。パテや色ムラは革が本来持っている素材の特性ですのでご了承下さい。雨や汗でぬれた場合や摩擦により、色落ちや色移りする場合がございますのでご注意ください。

## ランドセル用

重いランドセルが軽く感じる  
大人用のリュックにも使用可能

この部分には名前等の記入も可能です。

基本構造

すべり止め立体メッシュ

マジックテープ着脱式

内側

パッド内部生地にもすべり止めを採用しパッドのずれを軽減

5色のカラーバリエーションからお選びいただけます。  
(左からレッド、ライトピンク、ライトブルー、ネイビー、ブラック)

反射板仕様の「ジェルترون」ロゴを採用し夜の安全性を高めました。

厚さ1cmの「ジェルترون」

バッグの重さやずれの力を吸収分散することにより血流が安定するので荷物が軽く感じます。

サイズ カラー 価格

W17(6)×L20.5×H2cm ( )内は取り付け時のサイズ	レッド・ライトピンク・ライトブルー・ネイビー・ブラック	5,000円+税
-------------------------------------	-----------------------------	----------

・取り付け可能 ベルト幅:最大5cm

(材質)表生地:ナイロン 裏生地:ポリエステル/コットン  
すべり止め:ポリエステル/ポリウレタン 中材:ジェルترون

## サブショルダーベルト



多くのプロゴルファーにご使用いただいております。  
ジェルترون アドバイザースタッフの  
(左) 藤田寛之選手と (右) プロゴルファキャディ梅原敦氏。



色はブラックになります。

プロゴルファキャディも認めた素材  
ゴルフバッグ用サブショルダーベルトにも使用

プロゴルファーの優勝選手帯同キャディ  
使用率 80%以上

寸法	価格
W9×L4.5×H1.5cm	¥6,400+税

# ジェルترون商品 パーツ

ジェルترونセグメントスーパーエクシード(2レイヤー)用「頭肩」「腰お尻」「脚」

ジェルترونセグメントエクシード用「頭肩」「腰お尻」「脚」

ジェルترونセグメント トップマットレス用

クッション用ジェルترون

タイプ 寸法 価格

ハード38	W38×L38×H3cm	10,400円+税
ハード42	W42×L38×H3cm	12,300円+税
ソフト38	W38×L38×H3.5cm	10,400円+税
ハード40	W40×L38×H3cm	11,300円+税
ソフト40	W40×L38×H3cm	11,300円+税

素材:ハード:ジェルترون ソフト:ジェルترون・高透気フォーム

キャピティ H150 (ソッドフォーム付き)

スーパーエクシードタイプH150  
またはエクシードタイプH150を  
ご指定ください

タイプ 寸法 価格

エクシード・幅83	W83×L191×H15cm	27,900円+税
エクシード・幅91	W91×L191×H15cm	27,900円+税
スーパーエクシード幅83	W83×L191×H15cm	24,700円+税
スーパーエクシード幅91	W91×L191×H15cm	24,700円+税

素材:高透気フォーム・高密度フォーム・ソッドフォーム

トップマットレスP-H100用キャピティ

タイプ 寸法 価格

P-H100-83用	W83×L191×H10cm	24,700円+税
P-H100-91用	W91×L191×H10cm	24,700円+税

素材:高透気フォーム・高密度フォーム・ソッドフォーム

クッション カスタマイズ パーツ

【ウレタン・両面テープ基本セット】  
ボトムパーツ×1、四角パーツ×2、  
三角パーツ×2、アンカーパーツ×1、  
パーツ固定用両面テープ×1式

素材:半硬質ウレタン 価格:4,500円+税

ボトムパーツ 単品 価格:1,700円+税

四角パーツ 単品 価格:600円+税

三角パーツ 単品 価格:550円+税

アンカーパーツ 単品 価格:500円+税

パーツ固定用両面テープ 価格:500円+税

クッション3Dフォーム

タイプ 寸法 価格

38用	W38×L38×H3cm	2,900円+税
42用	W42×L38×H3cm	2,900円+税

素材:高密度フォーム

# ジェルترون商品 カバー

スーパーエクシード・エクシード用 ストレッチキルトカバー H150タイプ

タイプ 寸法 価格

シングル	W97×L196×H15cm	14,000円+税
セミダブル	W120×L196×H15cm	16,000円+税
ダブル	W140×L196×H15cm	18,000円+税
クィーン	W153×L196×H15cm	20,000円+税

素材:ポリエステル・再生繊維(テンセル®)、ポリウレタン

介護用スーパーエクシード・エクシード用 ストレッチキルトカバー

タイプ 寸法 価格

83用	W83×L191×H15cm	14,000円+税
91用	W91×L191×H15cm	14,000円+税

素材:ポリエステル・再生繊維(テンセル®)、ポリウレタン

スーパーエクシード・エクシード用 ストレッチキルトカバー H210タイプ

タイプ 寸法 価格

シングル	W97×L196×H21cm	34,000円+税
セミダブル	W120×L196×H21cm	37,000円+税
ダブル	W140×L196×H21cm	40,000円+税
クィーン	W153×L196×H21cm	43,000円+税

素材:(表)ポリエステル・再生繊維(テンセル®)、ポリウレタン  
(裏)ポリエステル(中)ウレタンフォーム(裏)ポリエステル

介護用スーパーエクシード・エクシード用 防水・防炎・抗菌カバー

タイプ 寸法 価格

83用	W83×L191×H15cm	34,000円+税
91用	W91×L191×H15cm	34,000円+税

素材:(表)ポリウレタンフィルム(裏)ポリエステル

ビロー用カバー(まくら本体に付属しているカバーと同じです)

タイプ 価格

マズα・スーパーEα・スーパーLOWα 共通カバー	2,200円+税
------------------------------	----------

素材:ポリエステル・再生繊維(テンセル®)、ポリウレタン

クッション用カバー

素材:ポリエステル  
ナイロン・ポリウレタン

タイプ 寸法 価格

シングル 38用	W38×L38×H3.5cm	3,200円+税
シングル 42用	W42×L38×H3.5cm	3,600円+税
シングル+3Dフォーム38用	W38×L38×H6.5cm	3,600円+税
シングル+3Dフォーム42用	W42×L38×H6.5cm	4,000円+税
W ハード 38用	W38×L38×H6.5cm	3,600円+税
W ソフト 38用	W38×L38×H6.5cm	3,600円+税
W ソフト 40用	W40×L38×H6.5cm	4,000円+税
NEO用	W39×L38×H5.5cm	3,600円+税
カスタマイズ用	W38×L38×H6.5cm	3,600円+税

体位変換クッション用カバー(高透気・防水清拭をご指定下さい)

タイプ 寸法 価格

標準タイプ	W35×L21×H12cm	1,200円+税
ロングタイプ	W70×L21×H12cm	2,400円+税

素材:ポリエステル

マットレス用伸縮ボックスシート

タイプ 寸法 価格(1枚) 価格(2枚)

一般・シングル用	W97×L196×H15cm	3,980円+税	6,980円+税
一般・セミダブル用	W120×L196×H15cm	4,500円+税	7,980円+税
一般・ダブル用	W140×L196×H15cm	5,000円+税	8,980円+税
一般・クィーン用	W153×L196×H15cm	5,500円+税	9,980円+税
介護・83用	W83×L191×H15cm	3,980円+税	6,980円+税
介護・91用	W91×L191×H15cm	3,980円+税	6,980円+税

素材:綿・ポリウレタン

トップマットレス用カバー

タイプ 寸法 価格

P-1用	W70×L60.5×H2.5cm	3,800円+税
P-2用	W70×L121×H2.5cm	5,700円+税
P-3用	W70×L181.5×H2.5cm	7,800円+税
P-83用	W80×L191.5×H2.5cm	8,500円+税
P-91用	W88×L191.5×H2.5cm	9,500円+税
P-S用	W94×L191.5×H2.5cm	10,400円+税

素材:ポリエステル

マットレスタイプ P-H100用カバー

タイプ 寸法 価格

P-H100-83用	W83×L191×H10cm	22,800円+税
P-H100-91用	W91×L191×H10cm	22,800円+税

素材:ポリエステル

※「テンセル®」はリンパング社の登録商標です。